


iSeq 100

Handleiding sequentiëringssysteem



Dit document en de inhoud ervan zijn eigendom van Illumina, Inc. en haar dochterondernemingen ('Illumina'), en zijn alleen bedoeld voor contractueel gebruik door haar klanten in verband met het gebruik van de hierin beschreven producten en voor geen enkel ander doel. Dit document en de inhoud ervan mogen niet worden gebruikt of gedistribueerd voor welk ander doel dan ook en/of op een andere manier worden gecommuniceerd, geopenbaard of gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Illumina. Illumina geeft door middel van dit document geen licenties onder haar patent, handelsmerk, auteursrecht of gewoonterechten noch soortgelijke rechten van derden door.

De instructies in dit document moeten strikt en uitdrukkelijk worden opgevolgd door gekwalificeerd en voldoende opgeleid personeel om een correct en veilig gebruik van de hierin beschreven producten te waarborgen. Alle inhoud van dit document moet volledig worden gelezen en begrepen voordat dergelijke producten worden gebruikt.

HET NIET VOLLEDIG LEZEN EN UITDRUKKELIJK OPVOLGEN VAN ALLE INSTRUCTIES IN DIT DOCUMENT KAN RESULTEREN IN SCHADE AAN DE PRODUCTEN, LETSEL AAN PERSONEN (INCLUSIEF GEBRUIKERS OF ANDEREN) EN SCHADE AAN ANDERE EIGENDOMMEN. BIJ HET NIET VOLLEDIG LEZEN EN UITDRUKKELIJK OPVOLGEN VAN ALLE INSTRUCTIES IN DIT DOCUMENT VERVALLEN ALLE GARANTIES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET PRODUCT.

ILLUMINA IS OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGEN VAN EEN ONJUIST GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERIN WORDEN BESCHREVEN (INCLUSIEF DELEN DAARVAN OF SOFTWARE).

© 2020 Illumina, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Alle handelsmerken zijn het eigendom van Illumina, Inc. of hun respectievelijke eigenaren. Ga naar www.illumina.com/company/legal.html voor meer informatie over specifieke handelsmerken.

Revisiegeschiedenis

Document	Datum	Omschrijving van wijziging
Documentnr. 1000000036024 v07	April 2020	Inhoud en opslaginformatie voor verpakking met acht stuks toegevoegd. Bibliotheek en RSB-volumes bijgewerkt in verdunningsinstructies.
Documentnr. 1000000036024 v06	April 2020	<p>Softwarebeschrijvingen van iSeq-besturingssoftware v2.0, die iSeq 100 i1-reagentiakit v2 ondersteunt, bijgewerkt:</p> <p>iSeq 100 i1-reagentiakit vervangen door volgende kits:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Illumina catalogusnr. 20031371 voor de iSeq 100 i1-reagentiakit v2. • Illumina catalogusnr. 20031374 voor iSeq 100 i1-reagentiakit (vier stuks) <p>Informatie toegevoegd over compatibiliteit software en reagentia. Laadconcentraties toegevoegd voor de iSeq 100 i1 v2-cartridge. Verdunningsinstructies toegevoegd voor Nextera XT DNA-bibliotheken. Symbool ter aanduiding van juiste richting opslag op de cartridge toegevoegd. Maximale ontdooitijd cartridge tussen 2 °C en 8 °C tot 1 week toegevoegd. Aantal keren gebruik herbruikbaar testonderdeel verhoogd tot 130. Aanbeveling PhiX spike-in voor bibliotheken met lage diversiteit bijgewerkt tot 10%. Grafische elementen bijgewerkt met afbeelding iSeq 100 i1 v2-cartridge. Instructies voor het installeren van software-updates bijgewerkt met vermelding van de register-editor. Information over omwisselprogramma bijgewerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flowchart met overzicht van het proces toegevoegd. • Lijst met nodige documenten voor het uitvoeren van de retourzending toegevoegd. • Uitgelegd hoe het ophalen moet worden gepland. • Melding gedaan van vereiste aanvullende ontsmetting voor laboratoria met bioveiligheid niverau 2 en 3. <p>Vereisten voor wachtwoord en Softwarerestrictiebeleid toegevoegd aan <i>Handleiding voorbereiding locatie sequentiëringssysteem iSeq 100</i> (documentnr. 1000000035337).</p>

Document	Datum	Omschrijving van wijziging
Documentnr. 1000000036024 v05	Maart 2019	<p>Softwarebeschrijvingen van iSeq-besturingssoftware v1.4 bijgewerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instructies voor het configureren van systeeminstellingen bijgewerkt, inclusief het verplaatsen en hernoemen van enkele elementen van de gebruikersinterface. • Beschrijvingen toegevoegd van de metrische gegevens %Clusters PF en %Occupancy (%bezet), die worden weergegeven op het sequentiëringsscherm. • Toegewezen netwerkschijflocaties toegestaan voor de voorbeeldbladen en uitvoermappen. • Aangegeven dat de software voorbeeldbladen automatisch hernoemt naar SampleSheet.csv. <p>Links naar de volgende pagina's toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het voorbeeldbladsjabloon voor de handmatige modus van het iSeq 100-systeem. • De ondersteuningspagina's voor bcl2fastq-conversiesoftware. Volumes 1 nM 100% PhiX en AmpliSeq Library PLUS voor Illumina-bibliotheken toegevoegd voor preparatie. <p>Instructies toegevoegd om de gegevensbank met referentiegenomen voor Local Run Manager te verplaatsen naar een locatie niet op de C-schijf als het instrument wordt hersteld naar de fabrieksinstellingen.</p> <p>Het maximale aantal aanbevolen cycli voor Index Read 1 (Indexbepaling 1) en Index Read 2 (Indexbepaling 2) verhoogd tot maximaal 10 cycli.</p> <p>Het aantal door de cartridge ondersteunde cycli verhoogd naar 322.</p> <p>Verwezen naar de <i>Optimalisatiehandleiding voor clusterdichtheid</i> (documentnr. 1000000071511) voor gedetailleerde informatie over het optimaliseren van laadconcentraties.</p>
Documentnr. 1000000036024 v05	Maart 2019	<p>Verduidelijkt dat een cartridge die wordt ontdooid in een waterbad, ten minste één dag bij -25 °C tot -15 °C moet worden bewaard.</p> <p>AmpliSeq voor Illumina-bibliotheek PLUS verbeterd in AmpliSeq-bibliotheek PLUS voor Illumina.</p>

Document	Datum	Omschrijving van wijziging
Documentnr. 1000000036024 v04	Oktober 2018	<p>Aanbevolen laadconcentraties en verdunningsinstructies voor de bibliotheken Nextera-DNA Flex voor verrijking, TruSeq-DNA Nano en TruSeq-DNA PCR-vrij toegevoegd.</p> <p>Informatie toegevoegd over het gebruik van een normalisatiemethode die niet resulteert in enkelstrengse bibliotheken.</p> <p>Beschrijvingen toegevoegd van de twee runmodi, Local Run Manager (Lokaal runbeheer) en Manual (Handmatig).</p> <p>Een optie toegevoegd om een PhiX-spike-in van 5% toe te voegen en het doel van elk percentage spike-in uitgelegd.</p> <p>De volgende stappen zijn toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> overschakelen naar het beheerdersaccount van het besturingssysteem tijdens het installeren van de besturingssoftware, analysemodules en andere software. het instrument opnieuw opstarten tijdens het herstellen van de fabrieksinstellingen. <p>Verwijzing toegevoegd naar <i>Illumina-adaptersequenties</i> (documentnr. 1000000002694) om Index 2 (i5)-richtingen te bepalen voor een voorbeeldblad.</p> <p>De volgende punten zijn uitgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cartridges moeten onmiddellijk na ontdooien worden gebruikt. De genoemde laadconcentraties voor de bibliotheken Nextera DNA Flex en Nextera Flex voor verrijking gelden niet voor andere Nextera-bibliotheektypen. SureCell WTA 3' is geen compatibele bibliotheek.
Documentnr. 1000000036024 v03	Augustus 2018	<p>Actuele softwarebeschrijvingen van iSeq-besturingssoftware v1.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> Configuratie-instructies toegevoegd voor Universal Copy Service. Het tabblad Network Configuration (Netwerkconfiguratie) heet nu Network Access (Netwerktogang). Instructies toegevoegd voor het openen van Local Run Manager (Lokaal runbeheer) vanuit de besturingssoftware. <p>De standaard uitvoermap is bijgewerkt naar D:\SequencingRuns.</p> <p>Instructies toegevoegd om het systeem te verbinden met een proxyserver.</p> <p>Vereiste toegevoegd om een UNC-pad op te geven voor de locatie van de uitvoermap en monsterbladen in het netwerk.</p> <p>De unieke vereisten voor de configuratie van de locatie van een uitvoermap of interne schijf, externe schijf of netwerklocatie zijn vermeld.</p> <p>Instructies toegevoegd voor het maken van een monsterblad voor de handmatige modus tijdens de eerste stap van de runinstelling.</p> <p>Instructies over het gebruik van het systeempakketinstallatieprogramma gecorrigeerd.</p> <p>De beschrijving van miniatuurafbeeldingen van uitvoerbestanden gecorrigeerd.</p>

Document	Datum	Omschrijving van wijziging
Documentnr. 1000000036024 v02	Juni 2018	Buisjes die worden gebruikt voor het verdunnen van bibliotheken bijgewerkt naar Fisher Scientific catalogusnr. 14-222-158 of gelijkwaardige buisjes met lage retentie. Een sectie toegevoegd waarin de regionale beschikbaarheid van uitgebreide omwisseling wordt beschreven. Uitgelegd dat bibliotheken die zijn verdund tot de laadconcentratie diezelfde dag moeten worden gesequentieerd. Uitgelegd dat de reagenscartridge uit de doos moet worden gehaald om te ontdooien.
Documentnr. 1000000036024 v01	Mei 2018	Softwarebeschrijvingen van iSeq-besturingssoftware v1.2 bijgewerkt: <ul style="list-style-type: none"> • Optie toegevoegd om vanuit de besturingssoftware te bladeren naar een gedownload software-installatieprogramma. • Instructies toegevoegd voor het opslaan van miniaturafbeeldingen. • Netwerkinstellingen verplaatst naar het tabblad Network Configuration (Netwerkconfiguratie). • Het maximale aantal keren dat een herbruikbaar testonderdeel kan worden gebruikt naar 36 verhoogd en aangegeven dat het resterende aantal keren op het scherm wordt weergegeven. Informatie over Local Run Manager (Lokaal runbeheer) bijgewerkt: <ul style="list-style-type: none"> • Stappen toegevoegd voor het openen van Local Run Manager (Lokaal runbeheer) en het instellen van de run. • RNA Amplicon toegevoegd als voorgeïnstalleerde analysemodule, en DNA Enrichment (DNA-verrijking) en Resequencing (Hersequentiëring) als extra ondersteunde modules. • Documentatieverwijzingen bijgewerkt naar <i>Handleiding Local Run Manager-software (documentnr. 1000000002702)</i>. Instructies voor het ontdooien van cartridges bijgewerkt: <ul style="list-style-type: none"> • Een optie toegevoegd om te ontdooien bij kamertemperatuur. • Meer gedetailleerde instructies voor het waterbad toegevoegd, waaronder opslag voorafgaand aan het ontdooien. Instructies voor het prepareren van bibliotheken voor sequentiëring bijgewerkt. <ul style="list-style-type: none"> • De laadconcentratie van Nextera DNA Flex bijgewerkt naar 200 pM. • Aanvangs-laadconcentratie voor niet genoemde bibliothektypes toegevoegd. • Informatie toegevoegd over de metriek van de bezettingsgraad. • Volume van 1nM-PhiX voor een spike-in verhoogd naar 50 µl. Bijgewerkte catalogusnummers voor Illumina voor: <ul style="list-style-type: none"> • Extra iSeq 100-blad voor lekbak naar 20023927. • Extra iSeq 100-luchtfilter naar 20023928. Bijgewerkte aanbevelingen voor pipetten en pipettips.

Document	Datum	Omschrijving van wijziging
		<p>De volgende instructies zijn toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van validatieruns. • Maken van een monsterblad tijdens sequentiëring in de handmatige modus. • Minimaliseren van de besturingssoftware om andere toepassingen te kunnen openen. <p>De volgende stappen zijn toegevoegd aan de systeemcontroleprocedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitlezen en opslag van herbruikbare testonderdelen. • Reinigen van zichtbaar vuil op de herbruikbare teststroomcel. <p>De volgende inhoud is opnieuw geordend om de continuïteit te verbeteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De instructies voor het uitvoeren van een run van alleen PhiX zijn samengevoegd met de standaardinstructies voor sequentiëring. • De instructies voor preparatie van stroomcellen zijn samengevoegd met de instructies voor het verdunnen van bibliotheek. • De instructies voor PhiX-spike-in zijn geconsolideerd. • De informatie over het aantal cycli in een bepaling is verplaatst. • Real-Time Analysis (Realtme analyse) is verplaatst en heet nu <i>Sequencing Output</i> (Sequentiëringuitvoer). <p>De workflowdiagram van foutmeldingen is vereenvoudigd. Er is informatie over tablet- en desktopmodi verwijderd. Het besturingsysteem draait standaard in desktopmodus en een tabletmodus is daarom overbodig. Vereiste om voor geavanceerde omwisseling een ontsmettingscertificaat in te vullen en mee te sturen verwijderd. Gemiddelde rungrootte gecorrigeerd naar 2 GB.</p>
Documentnr. 1000000036024 v00	Februari 2018	Eerste release.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Overzicht	1
Inleiding	1
Extra hulpmiddelen	2
Instrumentonderdelen	3
iSeq 100 i1-reagens	7
Hoofdstuk 2 Aan de slag	11
Eerste installatie	11
De besturingssoftware minimaliseren	11
Runinstellingen	12
Instrumentaanpassing	15
Netwerkopstelling	16
Door de gebruiker geleverde verbruiksartikelen en apparatuur	18
Hoofdstuk 3 Sequentiëring	20
Inleiding	20
De in zak verpakte cartridge ontdooien	21
De stroomcel en bibliotheken prepareren	22
Verbruiksartikelen in de cartridge laden	24
Een sequentiëringrun opzetten (Local Run Manager)	26
Een sequentiëringrun instellen (Handmatige modus)	29
Hoofdstuk 4 Onderhoud	33
Ruimte op harde schijf vrijmaken	33
Software-updates	33
Het luchtfilter vervangen	35
Het instrument verplaatsen	37
Appendix A Sequentiëringuitvoer	39
Overzicht Real-Time Analysis	39
Workflow Real-Time Analysis	41
Appendix B Problemen oplossen	45
Oplossing foutmeldingen	45
Een gestarte run annuleren	46
Het instrument uit- en weer inschakelen	46
Voer een systeemcontrole uit	47
Lekkagebeperking	49
Fabrieksinstellingen terugzetten	51
Appendix C Geavanceerde uitwisseling	53
Inleiding	53

Een vervangend systeem ontvangen	53
Het originele systeem klaarmaken voor retournering	54
Het originele systeem retourneren	57
Index	60
Technische ondersteuning	66

Hoofdstuk 1 Overzicht

Inleiding	1
Extra hulpmiddelen	2
Instrumentonderdelen	3
iSeq 100 i1-reagens	7

Inleiding

Het Illumina® iSeq™ 100-sequentiëringssysteem maakt een gerichte benadering van hypermoderne sequentiëring mogelijk (NGS). Dit toepassingengericht systeem verpakt sequentiëringstechnologie van Illumina in een kostenbesparend desktopinstrument.

Functionaliteiten

- ▶ **Toegankelijkheid en betrouwbaarheid** — Het iSeq 100-systeem neemt weinig ruimte in en is eenvoudig te installeren en te gebruiken. Fluidica en beeldvormingsonderdelen zijn in het verbruiksartikel ingebouwd voor een eenvoudiger onderhoud van het instrument.
- ▶ **Verbruiksartikel in één stap laden** — Een cartridge voor eenmalig gebruik is voorgevuld met alle reagentia die voor een run nodig zijn. De bibliotheek en een stroomcel met sensor worden rechtstreeks in de cartridge geladen die vervolgens op het instrument wordt geladen. De geïntegreerde identificatie maakt nauwkeurige tracering mogelijk.
- ▶ **iSeq 100-systeemsoftware** — Een pakket met geïntegreerde software bestuurt instrumentbewerkingen, verwerkt beelden en genereert basebepalingen. Dit pakket kan een gegevensanalyse op het instrument uitvoeren en beschikt over hulpmiddelen om gegevens te verzenden voor externe analyse.
 - ▶ **Analyse op het instrument** — De Local Run Manager (Lokaal runbeheer) voert monsterinformatie in en analyseert vervolgens de rungegevens met behulp van de analysemodule die voor de run is gespecificeerd. De software beschikt over een pakket met analysemodules.
 - ▶ **Cloudgebaseerde analyse** — De sequentiëringworkflow is geïntegreerd met BaseSpace Sequence Hub, de cloud computing-omgeving van Illumina voor runbewaking, gegevensanalyse, opslag en samenwerking. De uitvoerbestanden worden realtime naar BaseSpace Sequence Hub gestreamed voor analysedoeleinden.

Monster naar analyse

Het volgende diagram toont de volledige sequentiëringworkflow, van experimenteel ontwerp tot het analyseren van gegevens. Voor elke stap worden de hulpmiddelen en documentatie vermeld. In deze handleiding wordt de stap Sequentiebibliotheken beschreven. Ga voor overige documentatie naar support.illumina.com.

Afbeelding 1 Workflow Monster naar analyse



Extra hulpmiddelen


De [ondersteuningspagina's voor het sequentiëringssysteem iSeq 100](#) op de website van Illumina bieden extra middelen. Deze middelen zijn onder andere software, training, compatibele producten en de volgende documentatie. Controleer altijd de ondersteuningspagina's voor de meest recente versies.

Hulpmiddel	Omschrijving
Keuzeoptie aangepast protocol	Een tool voor het genereren van end-to-end instructies die zijn afgestemd op uw bibliotheekvoorbereidingsmethode, run-parameters en analysemethode, met opties voor het afstellen van het detailniveau.
<i>Posterinstellingen sequencing-systeem iSeq 100 (documentnr. 1000000035963)</i>	Geeft instructies over de installatie van het instrument en de initiële configuratie.
<i>Handleiding voorbereiding locatie iSeq 100-sequentiëringssysteem (documentnr. 1000000035337)</i>	Dit document bevat de specificaties voor de laboratoriumruimte, de elektrische vereisten en de overwegingen ten aanzien van de omgeving en het netwerk.
<i>Handleiding veiligheid en naleving iSeq 100-sequentiëringssysteem (documentnr. 1000000035336)</i>	Geeft informatie over overwegingen aangaande operationele veiligheid, nalevingsverklaringen en instrumentetikettering.
<i>Handleiding naleving RFID-lezer (documentnr. 1000000002699)</i>	Dit document bevat informatie over de RFID-lezer van het instrument, zoals nalevingscertificaten en veiligheidsoverwegingen.

Instrumentonderdelen

Het iSeq 100-sequentieringsysteem is voorzien van een aan-uitknop, monitor, statusbalk, compartiment voor verbruiksartikelen en een lekbak.

Afbeelding 2 Externe systeemonderdelen



- A **Aan/uit-knop** – Regelt de instrumentvoeding en geeft aan of het systeem aanstaat (brandt), uitstaat (brandt niet), of uitstaat maar met wisselstroomvoeding (knippert).
- B **Aanraakschermmonitor** – Voor configuratie en installatie op het instrument via de besturingssoftware-interface.
- C **Statusbalk** – Geeft de systeemstatus aan als klaar voor sequentie (groen), bezig met verwerking (blauw), of behoeft aandacht (oranje).
- D **Compartiment voor verbruiksartikelen** – Bevat de verbruiksartikelen voor een run.
- E **Klep lekbak** – Biedt toegang tot de lekbak waarin gelekte vloeistoffen worden opgevangen.

Aansluitingen voeding en randapparatuur

U kunt het instrument verplaatsen voor toegang tot de USB-poorten en andere onderdelen op het achterpaneel.


De achterzijde van het instrument is voorzien van de schakelaar en ingang voor de voeding naar het instrument en een ethernetpoort voor een optionele ethernetverbinding. Via de twee USB-poorten kan er een muis en toetsenbord worden aangesloten, of kunnen er gegevens worden gedownload of geüpload via een draagbaar apparaat.



OPMERKING

Wanneer er een toetsenbord en een muis op het systeem zijn aangesloten, kan het schermtoetsenbord niet worden gebruikt.

Afbeelding 3 Onderdelen op het achterpaneel




- A **Ethernetpoort** — Optionele ethernetkabelaansluiting.
- B **USB-poorten** — Twee poorten voor het aansluiten van randapparatuur.
- C **Tuimelschakelaar** — Voor het in- of uitschakelen van de voeding.
- D **Netvoeding** — Netsnoeraansluiting.

Compartiment voor verbruiksartikelen

Het compartiment voor verbruiksartikelen bevat de cartridge voor een sequentiëringrun.

Afbeelding 4 Compartiment voor verbruiksartikelen geladen



- A **Cartridge** — Bevat de stroomcel, bibliotheek en reagentia, en verzamelt gebruikte reagentia tijdens de run.
- B **Bak** — Hierin zit de cartridge tijdens sequentiëring.
- C **Klep** — Opent tot een hoek van 60 graden voor toegang tot het compartiment voor verbruiksartikelen.

De software opent en sluit de klep van het compartiment en positioneert de cartridge voor beeldvorming. De klep zwaait via scharnieren naar beneden richting de onderkant van het instrument. Plaats geen voorwerpen op de geopende klep; deze is niet bedoeld als plank.

Herbruikbare teststroomcel en testcartridge

Het instrument wordt verzonden met de herbruikbare iSeq 100-teststroomcel en een herbruikbare iSeq 100-testcartridge voor het uitvoeren van systeemcontroles. Bewaar deze onderdelen in de originele verpakking op kamertemperatuur gebruik maximaal 130 keer. Tijdens een systeemcontrole geeft de software aan hoe vaak de onderdelen nog kunnen worden gebruikt.

Afbeelding 5 Herbruikbare testonderdelen



- A Herbruikbare teststroomcel
- B Herbruikbare testcartridge

De herbruikbare testonderdelen zien er hetzelfde uit als de sequentiëringonderdelen die worden geleverd met de iSeq 100 i1-reagentiakit v2 en ook de laadrichtingen zijn hetzelfde. De testcartridge heeft echter geen bibliotheekreservoir en geen van de testonderdelen beschikt over de chemie die nodig is voor een run.

De herbruikbare testonderdelen verlopen 5 jaar na de productiedatum. Vervang herbruikbare testonderdelen die zijn verlopen of die het maximaal keren gebruik hebben bereikt, door onderdelen uit de iSeq 100-systeemtestkit.

Systeemsoftware

Het systeemsoftwarepakket bevat geïntegreerde toepassingen waarmee sequentiëringruns en analyses op het instrument kunnen worden uitgevoerd.

- ▶ **iSeq Control Software (iSeq-besturingssoftware)** — Bestuurt de instrumenthandelingen en vormt een interface voor het configureren van het systeem, het opzetten van een sequentiëringrun en het bewaken van de runstatistieken terwijl de sequentiëring bezig is.
- ▶ **Local Run Manager (Lokaal runbeheer)** — Bepaalt runparameters en de analysemethode voorafgaand aan sequentiëring. Na sequentiëring begint automatisch de gegevensanalyse op het instrument.
 - ▶ Het systeem wordt verzonden met de analysemodules DNA Amplicon, RNA Amplicon en Generate FASTQ geïnstalleerd.
 - ▶ Het systeem ondersteunt ook de analysemodules DNA Enrichment en Resequencing, die beschikbaar zijn op de [ondersteuningspagina's van Local Run Manager](#).
 - ▶ Zie de *Handleiding Local Run Manager-software (documentnr. 1000000002702)* voor meer informatie over Local Run Manager (Lokaal runbeheer) en de analysemodules.
- ▶ **Real-Time Analysis (RTA2)** — Voert beeldanalyses en basebepalingen uit tijdens de run. Raadpleeg [Sequentiëringuitvoer op pagina 39](#) voor meer informatie.
- ▶ **Universal Copy Service** — Kopieert sequentiëringuitvoerbestanden vanuit de runmap naar BaseSpace Sequence Hub (indien van toepassing) en de uitvoermap waar u ze kunt openen.

Real-Time Analysis en Universal Copy Service zijn alleen op de achtergrond actief. Local Run Manager (Lokaal runbeheer) en de besturingssoftware kunnen de gebruiker vragen om waarden in te voeren.

Systeeminformatie

Het besturingssoftwaremenu heeft een sectie About (Informatie) waar u de contactgegevens van Illumina en de volgende systeeminformatie vindt:

- ▶ Serienummer
- ▶ Computernaam en IP-adres
- ▶ Versie voorschriftfragment
- ▶ Runtelling


Meldingen en attenderingen

Er verschijnt een pictogram naast de naam van een instrument om meldingen aan te duiden. Selecteer het pictogram voor een lijst met meldingen, met inbegrip van waarschuwingen en foutmeldingen.

- ▶ Waarschuwingen vereisen aandacht, maar stoppen de run niet en vragen geen andere actie dan een bevestiging.
- ▶ Foutmeldingen vragen een actie alvorens een run te starten of voort te zetten.

Een paneel aan de linkerzijde van de runinstallatieschermen vertoont de attenderingen die specifiek gelden voor het laden van de cartridge en voor pre-runcontroles.

Afbeelding 6 Locaties op het scherm



- A Attenderingen runinstallatie
- B Overige meldingen

Procesbeheer

Op het scherm Process Management (Procesbeheer) worden de ruimte op de harde schijf (D-schijf) en de runstatus weergegeven, waarbij elke run wordt geïdentificeerd aan de hand van naam, ID en datum. Het scherm wordt automatisch elke drie minuten ververs.

De kolom Status geeft aan of er een run bezig is of al is voltooid, gebaseerd op de verwerking van BCL-bestanden. Voor iedere run geeft Process Management (Procesbeheer) ook de status weer van de achtergrondprocessen Universal Copy Service, BaseSpace Sequence Hub en Local Run Manager (Lokaal runbeheer).

Processen die niet actief zijn, worden niet op het scherm weergegeven. Als een run bijvoorbeeld niet is aangesloten op BaseSpace Sequence Hub, geeft Process Management (Procesbeheer) de status van BaseSpace niet weer voor die run.

- ▶ Om problemen met de status op te lossen, raadpleeg *Status procesbeheer op pagina 45*.
- ▶ Zie *Ruimte op harde schijf vrijmaken op pagina 33* om runs te verwijderen en ruimte vrij te maken.

Status van Universal Copy Service

Universal Copy Service toont de status van bestanden die naar de uitvoermap worden gekopieerd:

- ▶ **In Progress** (Actief) — Universal Copy Service kopieert bestanden naar de uitvoermap.
- ▶ **Complete** (Voltooid) — Universal Copy Services heeft alle bestanden met succes naar de uitvoermap gekopieerd.

Status van BaseSpace Sequence Hub

BaseSpace Sequence Hub toont de uploadstatus:

- ▶ **In Progress** (Actief) — De besturingssoftware uploadt bestanden naar BaseSpace Sequence Hub.
- ▶ **Complete** (Voltooid) — De controlesoftware heeft alle bestanden geüpload naar BaseSpace Sequence Hub.

Status van Local Run Manager

Local Run Manager (Lokaal runbeheer) geeft de analysestatus weer in de besturingssoftware:

- ▶ **Not Started** (Niet gestart) — De analyse staat in de wachtrij of Local Run Manager (Lokaal runbeheer) wacht tot Real-Time Analysis is voltooid.
- ▶ **In Progress** (Actief) — Local Run Manager (Lokaal runbeheer) analyseert de bestanden. Controleer de Local Run Manager-software voor meer informatie over de status.
- ▶ **Stopped** (Gestopt) — De analyse is gestopt, maar is niet voltooid.
- ▶ **Complete** (Voltooid) — Local Run Manager (Lokaal runbeheer) heeft de analyse voltooid.

Meer informatie over de analysestatus kunt u vinden in de Local Run Manager-software.

iSeq 100 i1-reagens

Voor het uitvoeren van een run op het iSeq 100-systeem is één iSeq 100 i1-reagentiakit voor eenmalig gebruik nodig. De kit is verkrijgbaar in één maat (300 cycli) en drie bundels:

- ▶ **Verpakking met één stuks** – Levert de verbruiksartikelen voor één run.
- ▶ **Verpakking met vier stuks** – Levert de verbruiksartikelen voor vier runs.
- ▶ **Verpakking met acht stuks** – Levert de verbruiksartikelen voor acht runs.

Inhoud en bewaring

iSeq 100 i1-reagentiakit v2 bevat de cartridge en stroomcel voor sequentiëring.

Bundel	Aantal	Onderdeel	Opslagtemperatuur
Verpakking met één stuks	1	Cartridge	-25 °C tot -15 °C
	1	Stroomcel	2 °C tot 8 °C*
Verpakking met vier stuks	4	Cartridge	-25 °C tot -15 °C
	4	Stroomcel	2 °C tot 8 °C*
Verpakking met acht stuks	8	Cartridge	-25 °C tot -15 °C
	8	Stroomcel	2 °C tot 8 °C*


*Verzonden bij kamertemperatuur.

Sla de onderdelen zodra u iSeq 100 i1-reagentiakit v2 ontvangt, onmiddellijk onder de juiste omstandigheden op om zeker te zijn van correcte werking.

- ▶ Sla de onderdelen op bij de aangegeven temperaturen.
- ▶ Open de witte folieverpakking pas wanneer daarom wordt gevraagd. De cartridge wordt ontdooid in de zak.
- ▶ **Plaats de cartridge zodanig dat het etiket op de verpakking omhoog wijst.**
- ▶ Bewaar de cartridge voorafgaand aan het ontdooien ten minste een dag in een waterbad.

Stroomcel

De iSeq 100 i1-stroomcel is een stroomcel met patroon en een enkele baan, opgebouwd over een extra metaaloxide-halfgeleider (CMOS) optische sensor. De glazen stroomcel zit in een plastic behuizing. Door de verhoogde greppunten op het plastic kan de stroomcel veilig gehanteerd worden.



- A Greppunten
- B CMOS-sensor (bovenop)
- C Beeldvormingsgebied
- D Afdichting (een van twee)
- E CMOS-sensor (onderaan)
- F Elektrische interface

Het oppervlak van de stroomcel is bedekt met miljoenen nanowells. Clusters worden in de nanowells gegenereerd vanwaaruit de sequentiëringreactie wordt uitgevoerd. De rangschikking van de nanowells vergroot de hoeveelheid uitvoerbepalingen en gegevens. Tijdens de sequentiëring legt de CMOS-sensor beelden vast voor analyse.

Voor traceren en het garanderen van compatibiliteit maakt de stroomcel gebruik van een elektrische interface: elektrisch wisbaar, programmeerbaar alleen-lezen geheugen (EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory).

Cartridge

De iSeq 100 i1-cartridge is voorgevuld met clusterings-, sequentiëring-, paired-end- en indexeringsreagentia. Een met folie afgesloten reservoir is bestemd voor bibliotheken en een opening aan de voorzijde is bestemd voor de stroomcel. Illuminatorlicht bereikt de stroomcel via een toegangsvenster boven op de cartridge.



- A Toegangsvenster
- B Stroomcelopening
- C Bibliotheekreservoir

De cartridge bevat alle verbruiksartikelen voor een run: reagentia, bibliotheek en stroomcel. De bibliotheek en de stroomcel worden in de ontdooide cartridge geladen. Deze wordt vervolgens op het instrument geladen. Identificatie van radiofrequentie (RFID: Radio-frequency identification) zorgt voor compatibiliteit en tracering. Zodra de run start, worden reagentia en bibliotheken automatisch vanuit de cartridge naar de stroomcel gestuurd. Een reservoir aan de onderkant vangt alle gebruikte reagentia op. De cartridge bevat ook pompen, kleppen en andere vloeistoffen voor het systeem. De instrumenten hoeven niet te worden gewassen, omdat de cartridge na een run wordt weggegooid.

Softwarecompatibiliteit

Zorg er vóór het ontdooien van reagentia en het instellen van een run voor dat het systeem is bijgewerkt met de softwareversie die compatibel met uw kit is. Raadpleeg [Software-updates op pagina 33](#).

Kit	Compatibele software
iSeq 100 i1-reagentiakit v2	iSeq-besturingssoftware v2.0 of later
iSeq 100 i1-reagentiakit (v1)	iSeq-besturingssoftware v1.2 of later

Ondersteund aantal cycli




Het 300 cycli-label op de cartridge geeft aan hoeveel cycli zijn geanalyseerd, niet hoeveel cycli er zijn uitgevoerd. De cartridge bevat dus voldoende reagentia voor maximaal 322 sequentiëringcycli.

De 322 cycli omvatten 151 cycli elk voor Read 1 (Bepaling 1) en Read 2 (Bepaling 2), plus tot 10 cycli elk voor Index 1 en Index 2. Raadpleeg voor informatie over het aantal te sequentiëren cycli [Aanbevolen aantal cycli op pagina 21](#).

De stroomcel is compatibel met elk aantal cycli en elk type bepaling.

Omschrijving van de symbolen

In de volgende tabel worden de symbolen beschreven die op het verbruiksartikel of de verpakking van het verbruiksartikel staan.

Symbool	Omschrijving
	Duidt aan welke kant omhoog moet wijzen tijdens opslag.
	De datum waarop het verbruiksartikel vervalst. Voor het beste resultaat moet het verbruiksartikel vóór deze datum worden gebruikt.
	Geeft de fabrikant aan (Illumina).
	De datum waarop het verbruiksartikel werd geproduceerd.
	De beoogde toepassing is Research Use Only (RUO, alleen voor onderzoeksdoeleinden).
	Verwijst naar het onderdeelnummer, zodat het verbruiksartikel kan worden geïdentificeerd.*
	Verwijst naar de batchcode waarmee de batch of lot wordt aangeduid waarbinnen het verbruiksartikel werd geproduceerd.*
	Geeft aan dat voorzichtigheid geboden is.
	Verwijst naar een gevaar voor de gezondheid.
	Bereik opslagtemperatuur in graden Celsius. Bewaar het verbruiksartikel binnen het aangegeven temperatuurbereik.

* REF identificeert het individuele onderdeel, terwijl LOT verwijst naar de lot of batch waartoe het onderdeel behoort.

Hoofdstuk 2 Aan de slag

Eerste installatie	11
De besturingssoftware minimaliseren	11
Runinstellingen	12
Instrumentaanpassing	15
Netwerkopstelling	16
Door de gebruiker geleverde verbruiksartikelen en apparatuur	18

Eerste installatie

De eerste keer dat het systeem wordt ingeschakeld, zal de besturingssoftware opstarten met verschillende schermen die u door de installatie begeleiden. De eerste installatie omvat het uitvoeren van een systeemcontrole ter bevestiging van de instrumentprestaties en het configureren van de systeeminstellingen.

Selecteer de uitvoeropdracht System Settings (Systeeminstellingen) in de besturingssoftware om de systeeminstellingen aan te passen nadat deze voor het eerst zijn ingesteld. Deze uitvoeropdracht opent de tabbladen Settings (Instellingen), Network Access (Netwerktoegang) en Customization (Aanpassing), van waaruit alle besturingssoftware-instellingen en Windows-netwerkinstellingen kunnen worden geopend.

Accounts besturingssysteem

Het Windows-besturingssysteem heeft twee accounts: beheerder (sbsadmin) en standaard gebruiker (sbsuser). Het besturingssysteem vraagt na de eerste keer aanmelden om het wachtwoord voor beide accounts te wijzigen.

Het beheerdersaccount is bedoeld voor systeembeheerders, systeemupdates en het installeren van de besturingssoftware, analysemodules van lokaal runbeheer en andere software. Voer alle overige functies, inclusief sequentiëring, uit vanuit het gebruikersaccount.

Validatieruns

Voer eventueel eerst een validatierun uit voordat u experimentele bibliotheken voor de eerste keer sequentieert. Een validatierun sequentieert 100% PhiX, wat dient als controlebibliotheek, om de werking van het systeem te controleren. Raadpleeg *Sequentiëring op pagina 20* voor instructies.

De besturingssoftware minimaliseren

Minimaliseer de besturingssoftware om andere toepassingen te kunnen openen. Bijvoorbeeld om naar de uitvoermap te gaan via de verkenner of te zoeken naar een monsterblad.

- 1 Swipe op het touchscreen op de Windows-taakbalk te openen.
- 2 Selecteer het pictogram van het **iSeq 100-systeem** of een andere toepassing.
De besturingssoftware is geminimaliseerd.
- 3 **[Optioneel]** Sluit een toetsenbord en een muis aan op het instrument om zonder tussenkomst van de besturingssoftware te kunnen navigeren en typen.
- 4 Swipe naar boven en selecteer **iSeq 100 System** (iSeq 100-systeem) om de besturingssoftware te maximaliseren.

Runinstellingen

Configureer opties voor runinstellingen, runbewaking en gegevensanalyse op het tabblad Settings (Instellingen) in de systeeminstellingen. Op dit tabblad worden aanbevolen snelle instellingen weergegeven, die kunnen worden toegepast door de optie snelle instellingen te selecteren. Selecteer anders de optie handmatige instellingen om de instellingen aan te passen.

Door het kiezen van de snelle instellingen worden de volgende instellingen toegepast en worden InterOp-bestanden, logbestanden, instrumentprestatiegegevens en rungegevens naar het BaseSpace Sequence Hub verzonden:

- ▶ **Illumina Proactive-ondersteuning**—Maakt het mogelijk om problemen op te lossen en mogelijke storingen te detecteren voor proactief onderhoud en het maximaliseren van de gebruiksduur van het instrument. Door het inschakelen van Illumina Proactive-ondersteuning worden instrumentprestatiegegevens (geen sequentiëringgegevens) naar BaseSpace Sequence Hub verzonden. Raadpleeg voor meer informatie de *Illumina Proactive technische handleiding (documentnr. 100000052503)*.
- ▶ **Local Run Manager**—Gebruik de Local Run Manager-software om runs te maken en rungegevens te analyseren voor een eenvoudige en gestroomlijnde workflow. Er zijn geen afzonderlijke monsterbladen en analysetoepassingen nodig.
- ▶ **Externe runbewaking**—Gebruik BaseSpace Sequence Hub voor externe runbewaking.
- ▶ **Runanalyse, samenwerking en opslag**—Gebruik BaseSpace Sequence Hub om rungegevens op te slaan en te analyseren en om met collega's samen te werken.



OPMERKING

Local Run Manager start automatisch met analyseren als de run is voltooid. Gegevens kunnen echter ook worden geanalyseerd in BaseSpace Sequence Hub.

Snelle instellingen toepassen

De snelle instellingen vervangen de huidige runinstellingen door aanbevolen runinstellingen en gelocaliseerde instellingen voor de BaseSpace Sequence Hub. Voor deze instellingen zijn een internetverbinding en een BaseSpace Sequence Hub-account vereist. Zie de *BaseSpace Sequence Hub online Help (documentnr. 100000009008)* voor instructies om een account in te stellen.

- 1 Selecteer **System Settings** (Systeeminstellingen) in het besturingssoftwaremenu.
- 2 Selecteer op het tabblad Settings (Instellingen) **Use Express Settings** (Snelle instellingen gebruiken).
- 3 Selecteer in de lijst Set Region (Regio instellen) de geografische locatie van het systeem of de locatie die het dichtstbij het systeem is.
Door deze instellingen worden de gegevens op de juiste locatie opgeslagen voor de BaseSpace Sequence Hub.
- 4 Als u over een Enterprise-abonnement beschikt, voert u in het veld Enter Private Domain (Privédomein invoeren) de domeinnaam (URL) in die wordt gebruikt voor eenmalig aanmelden bij de BaseSpace Sequence Hub.
Bijvoorbeeld: <https://yourlab.basespace.illumina.com>.
- 5 Selecteer **Next** (Volgende).
- 6 Controleer de instellingen. Ga als volgt te werk om een instelling te wijzigen:
 - a Selecteer **Edit** (Bewerken) om de instelling te openen.

- b Wijzig de instelling naar wens en selecteer vervolgens **Next** (Volgende).
- c Selecteer **Next** (Volgende) om door eventuele volgende schermen te klikken.

Een groen vinkje op het scherm Settings Review (Overzicht instellingen) geeft een ingeschakelde instelling aan.

- 7 Selecteer **Save** (Opslaan).
- 8 Selecteer **Exit** (Afsluiten) om de systeeminstellingen te sluiten.

Instellingen handmatig configureren

De handmatige set-up begeleidt u door ieder scherm op het tabblad Settings (Instellingen) om de runinstellingen te configureren. Deze instellingen hebben de volgende vereisten:

- ▶ Er is een internetverbinding vereist om Illumina Proactive-ondersteuning en BaseSpace Sequence Hub in te schakelen. Voor BaseSpace Sequence Hub is ook een account vereist. Zie de *BaseSpace Sequence Hub online Help (documentnr. 100000009008)* voor instructies om een account in te stellen.
- ▶ Er is een voorbeeldblad vereist als BaseSpace Sequence Hub wordt gebruikt voor gegevensanalyse als het systeem is geconfigureerd voor de handmatige modus. Raadpleeg voor meer informatie *Vereisten voorbeeldblad op pagina 14*.

- 1 Selecteer **System Settings** (Systeeminstellingen) in het besturingssoftwaremenu.
- 2 Selecteer **Set Up Manually** (Handmatig instellen).

- 3 Kies of de Illumina Proactive-ondersteuningservice moet worden ingeschakeld:

- ▶ Selecteer het selectievakje **Turn on Illumina Proactive Support** (Illumina Proactive-ondersteuning inschakelen) om de service in te schakelen.
- ▶ Deselecteer het selectievakje **Turn on Illumina Proactive Support** (Illumina Proactive-ondersteuning inschakelen) om de service uit te schakelen.

Deze service verstuurt instrumentprestatiegegevens, zoals de temperatuur en runtijd, naar Illumina. Dankzij deze gegevens kan Illumina mogelijke storingen detecteren en problemen oplossen. Rungegevens worden niet verstuurd. Raadpleeg voor meer informatie de *Illumina Proactive technische handleiding (documentnr. 1000000052503)*.

- 4 Selecteer **Next** (Volgende).

- 5 Kies of runs moet worden gekoppeld aan BaseSpace Sequence Hub:

- ▶ Selecteer een van de volgende selectievakjes om runs te koppelen:
 - ▶ **Turn on run monitoring from anywhere only** (Alleen runbewaking inschakelen)—Gebruik BaseSpace Sequence Hub voor externe bewaking.
 - ▶ **Turn on run analysis, collaboration, and storage also** (Ook runanalyse, -samenwerking en -opslag inschakelen)—Gebruik BaseSpace Sequence Hub voor externe bewaking en analyse.
- ▶ Deselecteer de selectievakjes **Turn on run monitoring from anywhere only** (Alleen runbewaking inschakelen) en **Turn on run analysis, collaboration, and storage also** (Ook runanalyse, -samenwerking en -opslag inschakelen) om runs los te koppelen.

De besturingssoftware stuurt InterOp- en logbestanden naar BaseSpace Sequence Hub zolang deze is gekoppeld. De optie voor runanalyse, -samenwerking en -opslag verstuurt ook rungegevens.

- 6 Selecteer in de lijst Set Region (Regio instellen) de geografische locatie van het systeem of de locatie die het dichtstbij het systeem is.

Door deze instellingen worden de gegevens op de juiste locatie opgeslagen voor de BaseSpace Sequence Hub.

7 Als u over een Enterprise-abonnement beschikt, voert u in het veld Enter Private Domain (Privédomein invoeren) de domeinnaam (URL) in die wordt gebruikt voor eenmalig aanmelden bij de BaseSpace Sequence Hub.

Bijvoorbeeld: <https://yourlab.basespace.illumina.com>.

8 Selecteer **Next** (Volgende).

9 Kies of de besturingssoftware moet worden geïntegreerd met Local Run Manager (Lokaal runbeheer):

- ▶ Selecteer **Use Local Run Manager** (Lokaal runbeheer gebruiken) om runs te maken en gegevens te analyseren in Local Run Manager (Lokaal runbeheer).
- ▶ Selecteer **Use Manual Mode** (Gebruik handmatige modus) om runs te maken in de besturingssoftware en gegevens te analyseren in een andere toepassing.

Local Run Manager (Lokaal runbeheer) biedt de meest gestroomlijnde workflow, maar dit is geen functie van de besturingssoftware. Het is geïntegreerde software voor het registreren van monsters voor sequentiëring, het maken van runs en het analyseren van gegevens. Bekijk de *Handleiding Local Run Manager-software (documentnr. 100000002702)* voorafgaand aan sequentiëring.

10 Selecteer **Next** (Volgende).

11 Controleer de instellingen. Ga als volgt te werk om een instelling te wijzigen:

- a Selecteer **Edit** (Bewerken) om de instelling te openen.
- b Wijzig de instelling naar wens en selecteer vervolgens **Next** (Volgende).
- c Selecteer **Next** (Volgende) om door eventuele volgende schermen te klikken.

Een groen vinkje op het scherm Settings Review (Overzicht instellingen) geeft een ingeschakelde instelling aan.

12 Selecteer **Save** (Opslaan).

13 Selecteer **Exit** (Afsluiten) om de systeeminstellingen te sluiten.

Vereisten voorbeeldblad

Wanneer het systeem is ingesteld op de modus Manual (Handmatig) en er gegevens worden geanalyseerd in BaseSpace Sequence Hub, is voor iedere run een monsterblad vereist. Maak een monsterblad door de *iSeq 100 System Sample Sheet Template for Manual Mode* (Monsterbladsjabloon voor de modus Handmatig van het iSeq 100-systeem) te bewerken en deze vervolgens te importeren in de besturingssoftware tijdens het instellen van de run. Na het importeren hernoemt de software het voorbeeldblad automatisch naar **SampleSheet.csv**.

Download het voorbeeldbladsjabloon via de ondersteuningspagina's voor het iSeq 100-sequentiëringssysteem: [Voorbeeldbladsjabloon voor de handmatige modus van het iSeq 100-systeem](#).



LET OP

Plaats de Index 2 (i5)-adaptersequenties in de juiste oriëntatie voor het iSeq 100-sequentiëringssysteem. Zie *Illumina-adaptersequenties (documentnr. 100000002694)* voor meer informatie over indexrichtingen.

Wanneer het systeem is ingesteld op de modus Local Run Manager (Lokaal runbeheer), is ook een monsterblad vereist. Local Run Manager (Lokaal runbeheer) maakt dit monsterblad echter voor u en slaat het op de juiste locatie op. In alle andere gevallen is een monsterblad optioneel.

Instrumentaanpassing

Geef uw instrument een naam en configureer de instellingen voor audio, miniatures en software-updates op het tabblad Customization (Aanpassing) in System Settings (Systeeminstellingen).

Het instrument benoemen

- 1 Selecteer **System Settings** (Systeeminstellingen) in het besturingssoftwaremenu.
- 2 Selecteer het tabblad Customization (Aanpassing).
- 3 In het veld Instrument Nickname (Bijnaam instrument) kan een voorkeursnaam voor het instrument worden ingevoerd.
Deze naam wordt dan boven aan elk scherm weergegeven.
- 4 Selecteer **Save** (Opslaan).
- 5 Selecteer **Exit** (Afsluiten) om de systeeminstellingen te sluiten.

Geluid aan- en uitzetten

- 1 Selecteer **System Settings** (Systeeminstellingen) in het besturingssoftwaremenu.
- 2 Selecteer het tabblad Customization (Aanpassing).
- 3 Geef aan of u het systeem wilt dempen:
 - ▶ Selecteer **Off** (Uit) om de audio uit te schakelen.
 - ▶ Selecteer **On** (Aan) om de audio in te schakelen.
- 4 Selecteer **Save** (Opslaan).
- 5 Selecteer **Exit** (Afsluiten) om de systeeminstellingen te sluiten.

Miniatuurafbeeldingen opslaan

- 1 Selecteer **System Settings** (Systeeminstellingen) in het besturingssoftwaremenu.
- 2 Selecteer het tabblad Customization (Aanpassing).
- 3 Kies waar u miniatuurafbeeldingen wilt opslaan:
 - ▶ Selecteer het selectievakje **Save alle thumbnail images** (Alle miniatures opslaan) om alle miniatuurafbeeldingen op te slaan.
 - ▶ Deselecteer het selectievakje **Save all thumbnail images** (Alle miniatures opslaan) om geen miniatuurafbeeldingen op te slaan.

Het opslaan van miniatuurafbeeldingen vergroot de rungrootte minimaal, maar helpt bij het oplossen van problemen. Standaard worden alle miniatures opgeslagen.
- 4 Selecteer **Save** (Opslaan).
- 5 Selecteer **Exit** (Afsluiten) om de systeeminstellingen te sluiten.

Software-updates configureren

Het systeem kan automatisch controleren of er software-updates zijn die kunnen worden geïnstalleerd of u kunt dit handmatig controleren. Raadpleeg [Software-updates op pagina 33](#).

- 1 Selecteer **System Settings** (Systeeminstellingen) in het besturingssoftwaremenu.

- 2 Selecteer het tabblad Customization (Aanpassing).
- 3 Bepaal of het systeem al dan niet automatisch moet controleren op software-updates.
 - ▶ Voor automatisch controleren selecteert u het selectievakje **Autocheck for software updates** (Autom. controleren op software-updates).
 - ▶ Voor handmatig controleren deselecteert u het selectievakje **Autocheck for software updates** (Autom. controleren op software-updates).Voor autocheck is een internetverbinding vereist.
- 4 Selecteer **Save** (Opslaan).
- 5 Selecteer **Exit** (Afsluiten) om de systeeminstellingen te sluiten.

Netwerkopstelling

Voor besturing van het systeem en gegevensoverdracht is alleen een verbinding nodig met de standaard netwerkinstellingen via wifi of ethernet. Deze instellingen hoeven niet te worden bijgewerkt tenzij uw organisatie aangepaste netwerkvereisten heeft. Neem in dat geval contact op met uw IT-contactpersoon voor ondersteuning bij het wijzigen van de standaard netwerkinstellingen.

De *Handleiding voorbereiding locatie iSeq 100 sequentiëringssysteem (documentnr. 1000000035337)* bevat richtlijnen voor netwerkinstellingen en beveiliging van de besturingscomputer.

De locatie van de uitvoermap opgeven

Universal Copy Service kopieert sequentiëringuitvoerbestanden vanuit de runmap naar BaseSpace Sequence Hub (indien van toepassing) en de uitvoermap waar u ze kunt openen.

Er is een uitvoermap vereist tenzij het systeem is geconfigureerd voor runbewaking, analysering en samenwerking met BaseSpace Sequence Hub. Als er geen uitvoermaplocatie is gespecificeerd, kopieert Universal Copy Service bestanden naar **D:\SequencingRuns**.

- 1 Selecteer **System Settings** (Systeeminstellingen) in het besturingssoftwaremenu.
- 2 Selecteer het tabblad Network Access (Netwerктоegang).
- 3 Voer in het veld Output Folder (Outputmap) een locatie in of selecteer **Browse** (Bladeren) om naar de locatie te navigeren.
 - ▶ **Interne schijf** – Voer een bestaande locatie in op station D. Op station C is onvoldoende ruimte beschikbaar.
 - ▶ **Externe schijf** – Voer de locatie in van een USB-stick die op het instrument is aangesloten.
 - ▶ **Netwerkllocatie** – Voer een netwerkllocatie in.De standaardlocatie kan per run worden aangepast.
- 4 Ga als volgt verder.
 - ▶ Selecteer **Save** (Opslaan) om het proces te voltooien als u een locatie heeft opgegeven voor een interne of externe harde schijf en selecteer vervolgens **Exit** (Afsluiten) om de locatie op te slaan en System Settings (Systeeminstellingen) te sluiten.
 - ▶ Ga verder naar stap 5-8 als u een netwerkllocatie heeft opgegeven om een verbinding te configureren van Universal Copy Service met een account die toegang heeft tot die locatie.
- 5 Selecteer een accounttype onder Universal Copy Service:
 - ▶ **Local System Account** (Lokaal systeemaccount) – De uitvoermap bevindt zich in een directory die toegankelijk is via een lokaal account die toegang heeft tot de meeste locaties.

- ▶ **Network Account** (Netwerkkaccount)—De uitvoermap bevindt zich in een directory waarvoor aanmeldgegevens nodig zijn.

Deze instelling is van toepassing op de standaardlocatie van de uitvoermap en alle locaties die tijdens de runinstelling worden opgegeven.

- 6 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de account in als u Network Account (Netwerkkaccount) hebt geselecteerd.
- 7 Selecteer **Save** (Opslaan).
- 8 Selecteer **Exit** (Afsluiten) om de systeeminstellingen te sluiten.

Verbinden met internet

Configureer een internetverbinding via wifi of ethernet in de Windows-instellingen Netwerk en internet, die u kunt openen vanuit de besturingssoftware. De standaard ethernetverbinding is betrouwbaarder voor gegevensoverdracht.

- 1 Selecteer **System Settings** (Systeeminstellingen) in het besturingssoftwaremenu.
- 2 Selecteer het tabblad Network Access (Netwerktoegang).
- 3 Selecteer **Network Configuration** (Netwerkconfiguratie), waardoor de besturingssoftware wordt geminimaliseerd en de Windows-instellingen Netwerk en internet worden geopend.
- 4 Configureer een verbinding via wifi of ethernet.
 - ▶ Verander de adapteroptie in **Wi-Fi** als u wifi configureert.
 - ▶ Raadpleeg de Windows 10-hulp op de website van Microsoft voor gedetailleerde configuratie-instructies.
- 5 Sluit de Windows-instellingen en maximaliseer de besturingssoftware zodra de configuratie is voltooid.
- 6 Selecteer **Save** (Opslaan) op het tabblad Network Access (Netwerktoegang).
- 7 Selecteer **Exit** (Afsluiten) om de systeeminstellingen te sluiten.

Verbinden met een proxyserver

- 1 Minimaliseer de besturingssoftware.
- 2 Ga naar Windows Start en open het dialoogvenster Uitvoeren.
- 3 Typ **cmd** en selecteer vervolgens **OK**.
- 4 Voer de volgende opdrachtregel in:

```
C:\windows\System32\bitsadmin.exe /Util /SetIEProxy LocalSystem Manual_proxy http://<proxyserver>:<proxy port> NULL
```
- 5 Vervang `http://<proxyserver>:<proxy port>` door uw proxyserveradres en proxypoot en vervang `NULL` door een willekeurig alternatief.
- 6 Druk op Enter om de opdracht uit te voeren.
- 7 Schakel het instrument uit en weer in. Raadpleeg *Het instrument uit- en weer inschakelen* op pagina 46 voor instructies.

Door de gebruiker geleverde verbruiksartikelen en apparatuur

Verbruiksartikelen voor sequentiëring

Verbruiksartikel	Leverancier	Doel
Wegwerphandschoenen, poedervrij	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Algemeen gebruik.
iSeq 100 i1-reagentiakit v2	Illumina, catalogusnr.: <ul style="list-style-type: none"> • 20031371 (300-cycle enkel) • 20031374 (300-cycle, verpakking met vier stuks) • 20040760 (300 cycle, verpakking met acht stuks) 	Bevat de reagentia en stroomcel voor een run.
Microbuisjes, 1,5 ml	Fisher Scientific, catalogusnr. 14-222-158 of gelijkwaardige buisjes met lage retentie	Verdunning van bibliotheken tot de ladingsconcentratie.
Papieren doeken	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Drogen van de cartridge na een waterbad.
Pipettips, 20 µl	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Verdunnen en laden van bibliotheken.
Pipettips, 100 µl	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Verdunnen en laden van bibliotheken.
Resuspensiebuffer (RSB, Resuspension Buffer)	Illumina, geleverd met bibliotheekpreparatiesets	Verdunning van bibliotheken tot de ladingsconcentratie.
[Optioneel] 10 mM Tris-HCl, pH 8,5	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Vervanging voor RSB voor de verdunning van bibliotheken tot de ladingsconcentratie.
[Optioneel] PhiX Control v3	Illumina, catalogusnr. FC-110-3001	Uitvoeren van een run van alleen PhiX of verrijking in een PhiX-controle.

Verbruiksartikelen voor onderhoud en probleemoplossing

Verbruiksartikel	Leverancier	Doel
Doekjes met bleekmiddel, 10%	VWR, catalogusnr. 16200-218 of gelijkwaardig	Ontsmetten van het instrument en reinigen van de werkoppervlakken.
Wegwerphandschoenen, poedervrij	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Algemeen gebruik.
Extra iSeq 100-blad voor lekbak ¹	Illumina, catalogusnr. 20023927	Plaatsing in de lekbak om eventuele gelekte vloeistoffen op te nemen.
Extra iSeq 100-luchtfILTER ¹	Illumina, catalogusnr. 20023928	Vervangen van het luchtfILTER elke zes maanden.
Testset iSeq 100-systeem ²	Illumina, catalogusnr. 20024141	Uitvoeren van een systeemcontrole.
Isopropylalcoholdoekjes, 70%	VWR, catalogusnr. 95041-714 of gelijkwaardig	Reinigen van het instrument en de herbruikbare teststroomcel.
Labtissue, pluisarm	VWR, catalogusnr. 21905-026 of gelijkwaardig	Drogen van de lekbak en herbruikbare teststroomcel.
Papieren doeken	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Opvegen van vloeistof rondom het instrument.

Verbruiksartikel	Leverancier	Doel
[Optioneel] Bleekwateroplossing, 10%	VWR, catalogusnr. 16003-740 (32 oz), 16003-742 (16 oz) of gelijkwaardig	Reinigen van werkoppervlakken na verontreiniging.
[Optioneel] Ethanoldoekjes, 70%	Fisher Scientific, catalogusnr. 19-037-876 of gelijkwaardig	Vervanger voor isopropylalcoholdoekjes om het instrument en de herbruikbare teststroomcel te reinigen.

¹ Het instrument wordt verzonden met één geplaatst onderdeel en één reserveonderdeel. Wanneer de garantie is verlopen, moeten vervangende onderdelen door de gebruiker worden geleverd. Bewaar het product in de verpakking totdat het wordt gebruikt.

² Vervangt de herbruikbare testonderdelen die bij het instrument zijn meegeleverd wanneer die vervallen na 5 jaar of 130 keer gebruiken.

Apparatuur

Item	Bron	Doel
Vriezer, -25°C tot -15°C	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	De cartridge opslaan.
IJsemmer	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Bibliotheken opzij zetten.
Pipet, 10 µl	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Verdunning van bibliotheken tot de ladingsconcentratie.
Pipet, 20 µl	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Verdunning van bibliotheken tot de ladingsconcentratie.
Pipet, 100 µl	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Verdunning van bibliotheken tot de ladingsconcentratie.
Koelkast, 2 °C tot 8 °C	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Opslaan van de stroomcel.
[Optioneel] Toetsenbord	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Aanvulling op het toetsenbord op het scherm.
[Optioneel] Muis	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Aanvulling op de aanraakscherminterface.
[Optioneel] Waterbad	Algemene leverancier van laboratoriumbenodigdheden	Ontdooien van de cartridge.

Hoofdstuk 3 Sequentiëring

Inleiding	20
De in zak verpakte cartridge ontdooien	21
De stroomcel en bibliotheken prepareren	22
Verbruiksartikelen in de cartridge laden	24
Een sequentiëringrun opzetten (Local Run Manager)	26
Een sequentiëringrun instellen (Handmatige modus)	29

Inleiding

Sequentiëring op het iSeq 100-systeem omvat clustergenerering, sequentiëring en analyse. Elke stap wordt tijdens een sequentiëringrun automatisch uitgevoerd. Afhankelijk van de systeemconfiguratie wordt na voltooiing van een run een aanvullende analyse uitgevoerd, maar niet op het instrument.

- ▶ **Generen van clusters** – De bibliotheek wordt automatisch gedensureerd in enkele strengen en verder verdund in het instrument. Tijdens het genereren van een cluster worden enkele DNA-moleculen aan het oppervlak van de stroomcel gebonden en geamplificeerd tot ze clusters vormen.
- ▶ **Sequentiëring**— Clusters worden met behulp van chemie met één kleurstof in beeld gebracht. Hierbij worden één fluorescent label en twee beeldvormingscycli gebruikt om gegevens voor de vier nucleotiden te coderen. De eerste beeldvormingscyclus detecteert adenine (A) en thymine (T). Vervolgens splitst een chemiecyclus de kleurstof van A en voegt tegelijkertijd een soortgelijke kleurstof toe aan cytosine (C). De tweede beeldvormingscyclus detecteert C en T. Na de tweede beeldvormingscyclus voert de Real-Time Analysis-software een basebepaling, filtering en kwaliteitsscore uit. Dit proces wordt voor elke sequentiëringcyclus herhaald. Raadpleeg voor meer informatie over chemie met één kleurstof [Basebepaling op pagina 42](#).
- ▶ **Analyse** – Naarmate de run vordert, zal de besturingssoftware automatisch basebepalingsbestanden (*.bcl) naar de aangegeven uitvoermap versturen voor gegevensanalyse. De gegevensanalysemethode is afhankelijk van de toepassings- en systeemconfiguratie.

Het volume en de concentratie laden

Het laadvolume is 20 µl. De laadconcentratie varieert per bibliotheektype en cartridge.



OPMERKING

Als u een optimale laadconcentratie hebt gevonden die voor u werkt bij de iSeq 100 i1-reagentiakit v1, bevelen wij aan om met dezelfde laadconcentratie te beginnen bij sequentiëren op de iSeq 100 i1-reagentiakit v2.

Bibliotheektype	Laadconcentratie (pM)
100% PhiX (alleen voor een run van PhiX)	100
AmpliSeq-bibliotheek PLUS voor Illumina	40-60
Nextera DNA Flex	75-125
Nextera Flex voor verrijking	50-100
Nextera XT DNA	100-200
TruSeq-DNA Nano	125-175
TruSeq DNA PCR-vrij	75-125

Voor andere bibliotheektypes raadt Illumina 50 pM aan als aanvangslaadconcentratie. Optimaliseer deze concentratie in opvolgende runs om te bepalen welke laadconcentratie consistent resulteert in gegevens die voldoen aan de specificaties.

Te hoge of te lage laadconcentraties leiden tot suboptimale clusters en metrische rungegevens. Raadpleeg voor meer informatie de *Overzichtshandleiding voor clusteroptimalisatie (documentnr. 1000000071511)*.

Aanbevolen aantal cycli

Voer voor elke bepaling ten minste 26 cycli en maximaal 151 cycli in om de kwaliteit van de data te optimaliseren. Het exacte aantal cycli is afhankelijk van uw experiment.

Het minimum- en maximaantal cycli omvat een extra cyclus. Voeg altijd één cyclus toe aan de gewenste bepaling lengte als correctie voor de effecten van fasering en prefasering. De bepaling lengte is het aantal **sequentiëring** cycli in veld Read 1 (Bepaling 1) en Read 2 (Bepaling 2), met uitzondering van extra cycli en indexcycli.

Voorbeeld runinstellingen:

- ▶ Voer voor een bepaling lengte van 36 (enkele bepaling) **37** in het veld Read 1 (Bepaling 1) in.
- ▶ Voer voor een bepaling lengte van 150 (paired-end) **151** in het veld Read 1 (Bepaling 1) in en **151** in het veld Read 2 (Bepaling 2).

Vereisten voor sequentiëring

- ▶ Wanneer reagentia en andere chemicaliën worden gehanteerd, moeten een veiligheidsbril, een labjas en poedervrije handschoenen worden gedragen. Vervang de handschoenen wanneer daarom wordt gevraagd om kruisverontreiniging te voorkomen.
- ▶ Zorg dat de benodigde verbruiksartikelen en apparatuur voorhanden zijn alvorens een protocol te starten. Raadpleeg *Door de gebruiker geleverde verbruiksartikelen en apparatuur op pagina 18*.
- ▶ Volg de protocollen in de aangegeven volgorde met de genoemde volumes, temperaturen en duur.
- ▶ Tenzij er een stoppunt is aangegeven, moet u onmiddellijk doorgaan naar de volgende stap.
- ▶ **Als u de cartridge in een waterbad gaat ontdooien**, moet de cartridge voorafgaand aan het ontdooien ten minste één dag worden bewaard bij -25 °C tot -15 °C. Een waterbad is de snelste van drie ontdooimethoden.

De in zak verpakte cartridge ontdooien

- 1 Trek een nieuw paar poedervrije handschoenen aan.
- 2 Neem de cartridge uit de opslag bij een temperatuur van -25 °C tot -15 °C.
- 3 Haal een verpakte cartridge uit de doos, **maar open de witte foliezak nog niet**.



- 4 Ontdooi de in de zak verpakte cartridge volgens een van de volgende methoden. Gebruik de cartridge direct na het ontdooien, zonder deze opnieuw te bevriezen of op een andere manier te bewaren.

Method	Ontdooitijd	Instructie
Waterbad van 20 °C tot 25 °C	6 uur, niet langer dan 18 uur	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik 6 l water per cartridge. • Stel een temperatuurgecontroleerd waterbad in op 25 °C of meng heet en koud water totdat er een temperatuur van 20 °C tot 25 °C is bereikt. • Dompel de cartridge met het etiket van de zak naar boven gericht volledig onder en plaats daar ~2 kg gewicht bovenop om drijven te voorkomen. • Plaats geen cartridges in een waterbad dat niet op temperatuur is.
Koelkast, 2 °C tot 8 °C	36 uur, niet langer dan 1 week	Plaats de cartridge zodanig dat het etiket naar boven is gericht en dat lucht langs alle kanten kan circuleren, inclusief de onderkant.
Kamertemperatuur lucht	9 uur, niet langer dan 18 uur	Plaats de cartridge zodanig dat het etiket naar boven is gericht en dat lucht langs alle kanten kan circuleren, inclusief de onderkant.



LET OP

Als de cartridge die op droog ijs opgeslagen werd, direct na verzending in een waterbad wordt ontdooit, kan dit de prestaties nadelig beïnvloeden. Bewaar vóór ontdooien ten minste 1 dag bij -25 °C tot -15 °C.

- 5 Indien nat als gevolg van een waterbad: afdrogen met papieren doeken.

De stroomcel en bibliotheken prepareren

Breng de stroomcel op kamertemperatuur, verdun de bibliotheken en gebruik indien gewenst PhiX alvorens de stroomcel en bibliotheken in de cartridge te laden. Bibliotheken worden automatisch op het instrument gedenatureerd.

De verdunningsinstructies hebben betrekking op ondersteunde dubbelstrengse Illumina-bibliotheken. Voer altijd een kwaliteitscontroleanalyse uit, optimaliseer de laadconcentratie voor uw bibliotheek en maak gebruik van een normalisatiemethode die dubbelstrengse bibliotheken genereert. Normalisatie op basis van korrels die resulteert in enkelstrengs bibliotheken is niet compatibel met denaturisatie in het instrument.

De bibliotheek verdunnen tot 1 nM

- 1 Prepareer de stroomcel op de volgende manier.
 - a Neem een nieuwe stroomcel uit de opslag bij een temperatuur van 2 °C tot 8 °C.
 - b Laat de ongeopende verpakking 10–15 minuten op kamertemperatuur komen.
- 2 Neem resuspensiebuffer (RSB) uit de opslag bij een temperatuur van -25 °C tot -15 °C. U kunt ook 10 mM Tris-HCl, pH 8,5 gebruiken in plaats van RSB.
- 3 **[Optioneel]** Haal de voorraad 10nM-PhiX uit de opslag van -25 °C tot -15 °C. PhiX is alleen nodig voor een optionele spike-in of een run van alleen PhiX.
- 4 Laat de RSB en de optionele PhiX gedurende 10 minuten op kamertemperatuur komen.

- 5 Verdun 1nM-bibliotheek in een microbuisje met *lage retentie* in RSB met het desbetreffende volume:

Bibliotheektype	Volume 1 nM-bibliotheek (µl)*
100% PhiX (alleen voor een run van PhiX)	12
AmpliSeq-bibliotheek PLUS voor Illumina	7
Nextera DNA Flex	12
Nextera Flex voor verrijking	10
Nextera XT DNA	20
TruSeq-DNA Nano	20
TruSeq DNA PCR-vrij	12

* Volumes bevatten een overschot voor nauwkeurige pipettering.

Succesvolle sequentiëring is afhankelijk van het verdunnen van bibliotheken in microbuisjes met lage retentie.

- 6 Vortex kort en centrifugeer dan gedurende 1 minuut bij 280 × g.
 7 **[Optioneel]** Bewaar 1nM bibliotheek maximaal 1 maand bij -25 °C tot -15 °C.

1 nM bibliotheek verdunnen tot laadconcentratie

- 1 Combineer de volgende volumes in een microbuisje met lage retentie om 100 µl bibliotheek, verdund tot de juiste laadconcentratie, te prepareren:

Bibliotheektype*	Laadconcentratie (pM)	1 nM-bibliotheekvolume (µl)	RSB-volume (µl)
100% PhiX (alleen voor een run van PhiX)	100	10	90
AmpliSeq-bibliotheek PLUS voor Illumina	40-60	5	95
Nextera DNA Flex	75-125	10	90
Nextera Flex voor verrijking	50-100	7.5	92,5
Nextera XT DNA	100-200	15	85
TruSeq DNA Nano	125-175	15	85
TruSeq DNA PCR-vrij	75-125	10	90

Deze tabellen bevatten voorbeeldlaadconcentraties. Het iSeq 100-systeem is compatibel met alle bibliotheekpreparatiekits van Illumina, behalve de SureCell WTA 3'-kit, maar de optimale laadconcentratie kan verschillen.

- 2 Vortex kort en centrifugeer dan gedurende 1 minuut bij 280 × g.
 3 Zet de verdunde bibliotheek apart op ijs voor sequentiëring. Sequentieer verdunde bibliotheken op de dag dat ze zijn verdund.
 4 Sla de volgende paragraaf over en ga verder met *Verbruiksartikelen in de cartridge laden op pagina 24* als u **geen** PhiX wilt toevoegen of een run van alleen PhiX uitvoert.

Een PhiX Control toevoegen (optioneel)

PhiX is een kleine, gebruiksklare Illumina-bibliotheek met een evenwichtige representatie van nucleotiden. Het toevoegen van een PhiX-spike-in van 2% aan uw bibliotheek zorgt voor aanvullende metrische gegevens. Gebruik voor bibliotheken met een lage diversiteit een spike-in van 10% om de basediversiteit te verhogen.

**OPMERKING**

Een spike-in van slechts 1% kan wel zorgen voor aanvullende metrische gegevens, maar is moeilijk te pipetteren.

- 1 Combineer de volgende volumes in een microbuisje met lage retentie om 50 µl 1 nM PhiX te prepareren:
 - ▶ 10 nM PhiX (5 µl)
 - ▶ RSB (45 µl)
- 2 Vortex kort en centrifugeer dan gedurende 1 minuut bij 280 × g.
- 3 **[Optioneel]** Bewaar 1 nM PhiX maximaal 1 maand bij -25 °C tot -15 °C.
- 4 Combineer 1 nM PhiX en RSB in een microbuisje met lage retentie om 100 µl PhiX, verdund tot dezelfde laadconcentratie als de bibliotheek, te prepareren.

Bijvoorbeeld:

PhiX-laadconcentratie (pM)	1 nM PhiX-volume (µl)	RSB-volume (µl)
25	2,5	97,5
50	5	95
70	7	93
80	8	92
100	10	90
115	11,5	88,5
200	20	80

- 5 PhiX en bibliotheek combineren:
 - ▶ Voeg 2 µl verdunde PhiX toe aan 100 µl verdunde bibliotheek voor een spike-in van 2%.
 - ▶ Voeg 10 µl verdunde PhiX toe aan 100 µl verdunde bibliotheek voor een spike-in van 10%.
 Het werkelijke PhiX-percentages is afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de bibliotheek.
- 6 Vortex kort en centrifugeer dan gedurende 1 minuut bij 280 × g.
- 7 Zet de bibliotheek met de PhiX-spike-in opzij op ijs.

Verbruiksartikelen in de cartridge laden


- 1 **[Optioneel]** Selecteer **Sequence** (sequentie) om een instructievideo te bekijken over het prepareren en laden van cartridges.
- 2 Open de cartridgezak bij de inkepingen.
- 3 Haal de cartridge uit de zak en raak daarbij het toegangsvenster aan de bovenkant van de cartridge niet aan. Gooi de zak weg.
- 4 Draai de cartridge vijf maal om om de reagentia te mengen.
Tijdens het omkeren kunnen de inwendige onderdelen rammelen, dit is normaal.
- 5 Tik de cartridge (met het etiket naar boven gericht) vijf keer op het bureau of een andere harde ondergrond zodat het reagens wordt opgezogen.

Bibliotheek laden

- 1 Prik met de punt van een nieuwe pipet het bibliotheekreservoir aan en duw de folie naar de randen om het gat groter te maken.



- 2 Gooi de punt van de pipet weg om contaminatie te voorkomen.
- 3 Voeg 20 µl verdunde bibliotheek toe **onder in** het reservoir. Raak daarbij de folie niet aan.




De stroomcel laden

- 1 Open de witte folieverpakking van de stroomcel bij de inkepingen. Binnen 24 uur na opening gebruiken.
- 2 Trek de stroomcel uit de verpakking.
 - ▶ Raak het kunststof gedeelte alleen aan wanneer u de stroomcel hanteert.
 - ▶ Voorkom aanraken van de elektronische interface, de CMOS-sensoren, het glas en de pakkingen aan beide kanten van het glas.



- 3 Houd de stroomcel vast bij de greeppunten met het etiket omhoog wijzend.
- 4 Duw de stroomcel in de opening aan de voorzijde van de cartridge.
Er volgt een hoorbare klik wanneer de stroomcel in positie zit. Bij een goede plaatsing steekt de greep uit de cartridge en is het glas zichtbaar via het toegangsvenster.



- A De stroomcel laden
- B Geladen stroomcel

- 5 Voer de verpakking als volgt af.
 - a Neem het beschermdoosje uit de folieverpakking.
 - b Verwijder het droogmiddel uit het beschermdoosje.
 - c Recycle het beschermdoosje en gooi de folieverpakking en het droogmiddel weg.
- 6 Bepaal om verder te gaan of uw systeem is geïntegreerd met Local Run Manager:
 - ▶ Indien Local Run Manager wordt gebruikt, volgt u *Een sequentiëringrun opzetten (Local Run Manager)* op pagina 26.
 - ▶ Indien Local Run Manager niet wordt gebruikt, volgt u *Een sequentiëringrun instellen (Handmatige modus)* op pagina 29.

Een sequentiëringrun opzetten (Local Run Manager)

Voor het opzetten van een run met behulp van Local Run Manager (Lokaal runbeheer) moet de run worden gemaakt en opgeslagen in Local Run Manager (Lokaal runbeheer). Keer vervolgens terug naar de besturingssoftware om de verbruiksartikelen te laden en de run te selecteren. Gegevens worden opgeslagen in de voor analyse opgegeven uitvoermap. Local Run Manager (Lokaal runbeheer) voert de analyse automatisch uit als de run is voltooid.

- 1 Open Local Run Manager (Lokaal runbeheer) lokaal op de instrumentmonitor of extern via een andere computer:

Toegang	Local Run Manager (Lokaal runbeheer) openen
Lokaal	Selecteer in het besturingssoftwaremenu Local Run Manager (Lokaal runbeheer) en selecteer vervolgens Open Local Run Manager (Lokaal runbeheer openen).
Extern	Selecteer About (Informatie) in het besturingssoftwaremenu om het IP-adres van het systeem te achterhalen. Open Local Run Manager (Lokaal runbeheer) in Chromium op een computer in hetzelfde netwerk als het instrument. Gebruik het IP-adres van het systeem om verbinding te maken.

- 2 Start het instrument en de runinstelling opnieuw als Chromium leeg is op de instrumentmonitor. Raadpleeg *Het instrument uit- en weer inschakelen* op pagina 46 voor instructies.
- 3 Maak de run en sla deze op in Local Run Manager (Lokaal runbeheer).
 - ▶ Zie de *Handleiding Local Run Manager-software (documentnr. 1000000002702)* voor instructies.
 - ▶ Schakel indexeren uit voor een run van alleen PhiX.
 Local Run Manager (Lokaal runbeheer) verzendt opgeslagen runs naar de besturingssoftware.
- 4 Selecteer **Sequence** (Sequentie) in de besturingssoftware.

De software opent de klep onder een hoek, werpt de bak uit en start de reeks runinstallatieschermen.

- 5 **[Optioneel]** Selecteer **Help** voor weergave van een prompt op het scherm.
Er worden op elk scherm helpberichten weergegeven voor extra informatie.

De cartridge op het instrument laden

- 1 Controleer of de cartridge is ontdooid en de stroomcel en verdunde bibliotheek bevat.
- 2 Plaats de cartridge zodanig op de bak dat het toegangsvenster omhoog wijst en de stroomcel in het instrument zit. De cartridge of bak niet in het instrument duwen.



- 3 Selecteer **Close Door** (Klep sluiten) om de cartridge in te trekken en de klep te sluiten.
Aan de linkerzijde van het scherm verschijnt een paneel met informatie over de gescande verbruiksartikelen.

Aanmelden bij BaseSpace Sequence Hub

Het scherm BaseSpace Sequence Hub wordt geopend wanneer het systeem is geconfigureerd voor runbewaking of runbewaking en opslag.

- 1 Selecteer **Skip BaseSpace Sequence Hub Sign In** (Aanmelden BaseSpace Sequence Hub overslaan) om de huidige run los te koppelen van BaseSpace Sequence Hub.
Instrumentprestatiegegevens worden nog steeds naar Illumina verzonden.
- 2 Om de connectiviteit voor de huidige run te wijzigen, selecteert u een configuratieoptie:
 - ▶ **Run Monitoring Only** (Alleen runbewaking)—Stuur alleen InterOp-bestanden naar BaseSpace Sequence Hub voor externe bewaking.
 - ▶ **Run Monitoring and Storage** (Runbewaking en opslag)—Stuur rungegevens naar BaseSpace Sequence Hub voor externe bewaking en analyse.
- 3 Voer uw BaseSpace Sequence Hub-gegevens in en selecteer **Sign In** (Aanmelden).
- 4 Als de lijst Available Workgroups (Beschikbare werkgroepen) verschijnt, selecteer dan een werkgroep waarnaar de rungegevens moeten worden geüpload.
De lijst wordt weergegeven als u lid bent van meerdere werkgroepen.
- 5 Selecteer **Run Setup** (Runinstallatie).

Een run selecteren

- 1 Als het scherm Local Run Manager Log In (Aanmelding lokaal runbeheer) verschijnt:
 - a Voer uw gebruikersnaam en het wachtwoord in.
 - b Selecteer **Log In** (Aanmelden).

Het scherm wordt weergegeven wanneer Local Run Manager zodanig is geconfigureerd dat aanmelden verplicht is. Standaard is aanmelden niet verplicht.

- 2 Selecteer een run uit de lijst met runnamen, waarin de runs staan die zijn opgeslagen in Local Run Manager (Lokaal runbeheer).
 - ▶ Selecteer **Refresh** (Vernieuwen) om de lijst bij te werken.
 - ▶ Selecteer **Open Local Run Manager** (Lokaal runbeheer openen) en maak een run.

Door het openen van Local Run Manager (Lokaal runbeheer) wordt de software geminimaliseerd en wordt Local Run Manager (Lokaal runbeheer) in Chromium geopend.
- 3 Keer terug en selecteer de run als u de besturingssoftware heeft verlaten om een run te maken. Selecteer **Refresh** (Vernieuwen) om de lijst bij te werken.
- 4 **[Optioneel]** Selecteer **Edit** (Bewerken) en wijzig de runparameters:
 - a Selecteer **Single Read** (Enkele bepaling) of **Paired End** (Gekoppeld einde) om het bepalingstype te wijzigen.
 - b Voer **26–151** cycli voor zowel Read 1 (Bepaling 1) als Read 2 (Bepaling 2) in om de bepalingscyclus te wijzigen. Voeg één cyclus aan het gewenste aantal cycli toe.
 - c Voer het pad van de uitvoermaplocatie in of selecteer **Browse** (Bladeren) en navigeer daarheen om de locatie van de uitvoermap voor de huidige run te wijzigen.
 - d Selecteer **Save** (Opslaan). Hierdoor wordt de run in zowel de besturingssoftware als Local Run Manager (Lokaal runbeheer) opgeslagen.
- 5 Selecteer **Start Run** (Run starten) om de pre-runcontrole te starten.

Pre-runcontroles beoordelen

Pre-runcontroles omvatten een instrumentcontrole en een stroomcontrole. De stroomcontrole doorboort de cartridgeverzegeling en stuurt reagens door de stroomcel. Dit betekent dat na de start de verbruiksartikelen niet opnieuw kunnen worden gebruikt.

- 1 Wacht ongeveer 15 minuten tot de pre-runcontroles zijn voltooid.
Na een geslaagde uitvoering start de run automatisch. Tenzij het geluid van het systeem uitstaat, wordt door middel van een geluidssignaal aangegeven dat de run is gestart.



LET OP

Door de klep tijdens de pre-runcontrole of tijdens de run te openen, kan de run falen.

- 2 Als er tijdens de instrumentcontrole een fout optreedt, selecteer dan **Retry** (Opnieuw) om de controle te herhalen.
De stroomcontrole wordt voorafgegaan door de instrumentcontrole. Wanneer een controle bezig is, beweegt de balk.
- 3 Raadpleeg voor probleemoplossing *Oplossing foutmeldingen op pagina 45* als er zich een fout voordoet.

De voortgang van de run bewaken

- 1 Bewaak de voortgang van de run en de metrische gegevens zoals deze op het scherm Sequencing (Sequentiëring) worden weergegeven na cyclus 26.

Metrisch gegeven	Omschrijving
%Q30 Read 1 (%Q30-bepaling 1)	Het percentage Read 1-basebepalingen met een Q-score ≥ 30 .
%Q30 Read 2 (%Q30-bepaling 2)	Het percentage Read 2-basebepalingen met een Q-score ≥ 30 .

Metrisch gegeven	Omschrijving
%Clusters PF	Het percentage clusters dat door de kwaliteitsfilters is gekomen.
%Occupancy (%bezet)	Het percentage stroomcelwells dat clusters bevat.
Projected Total Yield (Verwachte totale resultaat)	Het verwachte aantal basen dat voor de run is bepaald.

- 2 Selecteer het besturingssoftwaremenu en vervolgens **Process Management** (Procesbeheer) om het kopiëren van bestanden en andere runprocessen te controleren.

Verbruiksartikelen uitladen

- 1 Wanneer sequentiëring is voltooid, selecteert u **Eject Cartridge** (Cartidge uitwerpen). De software werpt de gebruikte cartridge uit het instrument.
- 2 Verwijder de cartridge uit de bak.
- 3 Verwijder de stroomcel uit de cartridge.
- 4 Voer de stroomcel, die is voorzien van elektronische onderdelen, af in overeenstemming met de voor uw regio geldende regels.
- 5 Voer de cartridge, die gebruikte reagentia bevat, af in overeenstemming met de voor uw regio geldende regels.
Er is geen post-runwasbeurt nodig omdat de fluidica met de cartridge worden afgevoerd.



WAARSCHUWING

Deze set reagentia bevat mogelijk gevaarlijke chemicaliën. Inademen, inslikken en contact met de huid en met de ogen kunnen resulteren in persoonlijk letsel. Draag beschermende hulpmiddelen, met inbegrip van oogbescherming, handschoenen en een laboratoriumjas, passend bij het blootstellingsrisico. Behandel gebruikte reagentia als chemisch afval en voer deze af in overeenstemming met de geldende regionale, nationale en lokale wet- en regelgeving. Raadpleeg voor aanvullende informatie met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid het veiligheidsinformatieblad op support.illumina.com/sds.html.

- 6 Selecteer **Close Door** (Deur sluiten) om de bak opnieuw te laden en terug te keren naar het scherm Home (Start).
De software herlaadt de bak automatisch en de sensoren bevestigen het verwijderen van de cartridge.

Een sequentiëringrun instellen (Handmatige modus)

Om een run in de handmatige modus op te zetten, moeten er runparameters worden gespecificeerd in de besturingssoftware en moet er een analyse niet op het instrument worden uitgevoerd met behulp van een toepassing naar keuze. De software slaat gegevens op in de uitvoermap voor de analyse. Voor het genereren van FASTQ-bestanden is een extra stap nodig.

- 1 Er is een voorbeeldblad vereist voor de run als het systeem is geconfigureerd voor runanalyse, samenwerking en opslag met BaseSpace Sequence Hub:
 - a Download het *monsterbladsjabloon voor de handmatige modus van het iSeq 100-systeem* via de [iSeq 100-softwaredownloadpagina](#).
 - b Pas het sjabloon waar nodig aan. Controleer of:
 - ▶ De Index 2 (i5)-adaptersequenties zich in de juiste richting bevinden. Zie *Illumina-adaptersequenties (documentnr. 1000000002694)* voor meer informatie over richtingen.

- ▶ De waarden van het monsterblad overeenkomen met de waarden van de besturingssoftware. Voer bijvoorbeeld de waarde 151 in het veld Read 1 (Bepaling 1) in op zowel het monsterblad als het scherm Run Setup (Runinstelling).
 - c Sla het sjabloon op in de bestandsindeling CSV.
- 2 Selecteer **Sequence** (Sequentie) in de besturingssoftware. De software opent de klep onder een hoek, werpt de bak uit en start de reeks runinstallatieschermen.
 - 3 **[Optioneel]** Selecteer **Help** voor weergave van een prompt op het scherm. Er worden op elk scherm helpberichten weergegeven voor extra informatie.

De cartridge op het instrument laden

- 1 Controleer of de cartridge is ontdooid en de stroomcel en verdunde bibliotheek bevat.
- 2 Plaats de cartridge zodanig op de bak dat het toegangsvenster omhoog wijst en de stroomcel in het instrument zit. De cartridge of bak niet in het instrument duwen.



- 3 Selecteer **Close Door** (Klep sluiten) om de cartridge in te trekken en de klep te sluiten. Aan de linkerzijde van het scherm verschijnt een paneel met informatie over de gescande verbruiksartikelen.

Aanmelden bij BaseSpace Sequence Hub

Het scherm BaseSpace Sequence Hub wordt geopend wanneer het systeem is geconfigureerd voor runbewaking of runbewaking en opslag.

- 1 Selecteer **Skip BaseSpace Sequence Hub Sign In** (Aanmelden BaseSpace Sequence Hub overslaan) om de huidige run los te koppelen van BaseSpace Sequence Hub. Instrumentprestatiegegevens worden nog steeds naar Illumina verzonden.
- 2 Om de connectiviteit voor de huidige run te wijzigen, selecteert u een configuratieoptie:
 - ▶ **Run Monitoring Only** (Alleen runbewaking)—Stuur alleen InterOp-bestanden naar BaseSpace Sequence Hub voor externe bewaking.
 - ▶ **Run Monitoring and Storage** (Runbewaking en opslag)—Stuur rungegevens naar BaseSpace Sequence Hub voor externe bewaking en analyse.
- 3 Voer uw BaseSpace Sequence Hub-gegevens in en selecteer **Sign In** (Aanmelden).
- 4 Als de lijst Available Workgroups (Beschikbare werkgroepen) verschijnt, selecteer dan een werkgroep waarnaar de rungegevens moeten worden geüpload. De lijst wordt weergegeven als u lid bent van meerdere werkgroepen.
- 5 Selecteer **Run Setup** (Runinstallatie).

Runparameters invoeren

- 1 Voer in het veld Run Name (Runnaam) een unieke naam naar eigen keuze in om de huidige run aan te duiden.
De runnaam kan alfanumerieke karakters, verbindingstreepjes en onderstrepingstekens bevatten.
- 2 Selecteer een van de volgende opties als bepalingstype:
 - ▶ **Single Read** (Enkele bepaling)—Voer één sequentie uit. Dit is de eenvoudigere, snellere optie.
 - ▶ **Paired End** (Gekoppeld einde)—Voer twee bepalingen uit, waardoor kwalitatief betere gegevens worden verkregen en daarmee een nauwkeurigere afstemming.
- 3 Voer voor Read Cycle (Bepalingscyclus) het aantal cycli in dat voor elke bepaling moet worden uitgevoerd.
 - ▶ Voeg één cyclus aan het gewenste aantal cycli toe voor Read 1 (Bepaling 1) en Read 2 (Bepaling 2).
 - ▶ Voer voor een run van alleen PhiX in beide indexvelden de waarde **0** in.

Bepaling	Aantal cycli
Read 1 (Bepaling 1)	26-151
Index 1	Max. 10
Index 2	Max. 10
Read 2 (Bepaling 1)	26-151

Read 2 (Bepaling 2) heeft meestal dezelfde waarde als Read 1 (Bepaling 1), inclusief de extra cyclus. Index 1 sequentieert de i7-indexadapter en Index 2 sequentieert de i5-indexadapter.

- 4 Selecteer **Advanced** (Geavanceerd) om een uitvoermap op te geven voor de huidige run of een monsterblad te uploaden:
 - ▶ Voer in het veld Output Folder (Uitvoermap) het pad in van de locatie van de uitvoermap of selecteer **Browse** (Bladeren) en navigeer.
 - ▶ Voer in het veld Sample Sheet (Monsterblad) het pad in van de locatie van het monsterblad of selecteer **Browse** (Bladeren) en navigeer.
- 5 Selecteer **Start Run** (Run starten) om de pre-runcontrole te starten.

Pre-runcontroles beoordelen

Pre-runcontroles omvatten een instrumentcontrole en een stroomcontrole. De stroomcontrole doorboort de cartridgeverzegeling en stuurt reagens door de stroomcel. Dit betekent dat na de start de verbruiksartikelen niet opnieuw kunnen worden gebruikt.

- 1 Wacht ongeveer 15 minuten tot de pre-runcontroles zijn voltooid.
Na een geslaagde uitvoering start de run automatisch. Tenzij het geluid van het systeem uitstaat, wordt door middel van een geluidssignaal aangegeven dat de run is gestart.



LET OP

Door de klep tijdens de pre-runcontrole of tijdens de run te openen, kan de run falen.

- 2 Als er tijdens de instrumentcontrole een fout optreedt, selecteer dan **Retry** (Opnieuw) om de controle te herhalen.
De stroomcontrole wordt voorafgegaan door de instrumentcontrole. Wanneer een controle bezig is, beweegt de balk.
- 3 Raadpleeg voor probleemoplossing *Oplossing foutmeldingen op pagina 45* als er zich een fout voordoet.

De voortgang van de run bewaken

- 1 Bewaak de voortgang van de run en de metrische gegevens zoals deze op het scherm Sequencing (Sequentiëring) worden weergegeven na cyclus 26.

Metrisch gegeven	Omschrijving
%Q30 Read 1 (%Q30-bepaling 1)	Het percentage Read 1-basebepalingen met een Q-score ≥ 30 .
%Q30 Read 2 (%Q30-bepaling 2)	Het percentage Read 2-basebepalingen met een Q-score ≥ 30 .
%Clusters PF	Het percentage clusters dat door de kwaliteitsfilters is gekomen.
%Occupancy (%bezet)	Het percentage stroomcelwells dat clusters bevat.
Projected Total Yield (Verwachte totale resultaat)	Het verwachte aantal basen dat voor de run is bepaald.

- 2 Selecteer het besturingssoftwaremenu en vervolgens **Process Management** (Procesbeheer) om het kopiëren van bestanden en andere runprocessen te controleren.

Verbruiksartikelen uitladen

- 1 Wanneer sequentiëring is voltooid, selecteert u **Eject Cartridge** (Cartidge uitwerpen). De software werpt de gebruikte cartridge uit het instrument.
- 2 Verwijder de cartridge uit de bak.
- 3 Verwijder de stroomcel uit de cartridge.
- 4 Voer de stroomcel, die is voorzien van elektronische onderdelen, af in overeenstemming met de voor uw regio geldende regels.
- 5 Voer de cartridge, die gebruikte reagentia bevat, af in overeenstemming met de voor uw regio geldende regels.
Er is geen post-runwasbeurt nodig omdat de fluïdica met de cartridge worden afgevoerd.



WAARSCHUWING

Deze set reagentia bevat mogelijk gevaarlijke chemicaliën. Inademen, inslikken en contact met de huid en met de ogen kunnen resulteren in persoonlijk letsel. Draag beschermende hulpmiddelen, met inbegrip van oogbescherming, handschoenen en een laboratoriumjas, passend bij het blootstellingsrisico. Behandel gebruikte reagentia als chemisch afval en voer deze af in overeenstemming met de geldende regionale, nationale en lokale wet- en regelgeving. Raadpleeg voor aanvullende informatie met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid het veiligheidsinformatieblad op support.illumina.com/sds.html.

- 6 Selecteer **Close Door** (Deur sluiten) om de bak opnieuw te laden en terug te keren naar het scherm Home (Start).
De software herlaadt de bak automatisch en de sensoren bevestigen het verwijderen van de cartridge.

Hoofdstuk 4 Onderhoud

Ruimte op harde schijf vrijmaken	33
Software-updates	33
Het luchtfilter vervangen	35
Het instrument verplaatsen	37

Ruimte op harde schijf vrijmaken

Voor een sequentiëringrun is ongeveer 2 GB ruimte op de harde schijf vereist. Voer de volgende stappen uit om voltooide runs te verwijderen en ruimte vrij te maken wanneer er weinig schijfruimte is.

- 1 Selecteer in het besturingssoftwaremenu **Process Management** (Procesbeheer).
Het scherm Process Management (Procesbeheer) opent met een lijst met runs die op de harde schijf zijn opgeslagen.
- 2 Selecteer **Delete** (Verwijderen) voor de run die u wilt verwijderen.
Door het verwijderen van een run wordt de lokale runmap verwijderd. De uitvoermap, dit is een kopie van de runmap, blijft wel bewaard.
- 3 Selecteer **Yes** (Ja) in het dialoogvenster om het verwijderen van de run te bevestigen.
- 4 Herhaal stappen 2 en 3 voor elke run die u wilt verwijderen.
- 5 Sluit Process Management (Procesbeheer) om terug te keren naar het scherm Sequence (Sequentie) wanneer u klaar bent.

Software-updates

Door het updaten van de software beschikt uw systeem altijd over de nieuwste functies en probleemoplossingen. Software-updates worden gebundeld tot een systeempakket die de volgende software bevat:

- ▶ iSeq-besturingssoftware
- ▶ iSeq 100-systeemrecepten
- ▶ Universal Copy Service
- ▶ Real-Time Analysis (Realtime analyse)
- ▶ Local Run Manager (Lokaal runbeheer) (alleen framework)



OPMERKING

Het systeempakket bevat wel Local Run Manager (Lokaal runbeheer), maar geen analysemodules. Deze kunt u eventueel afzonderlijk installeren via het beheerdersaccount. Open de analysemodulesoftware via de ondersteuningspagina's van Local Run Manager (Lokaal runbeheer).

Het systeem is geconfigureerd om software-updates automatisch of handmatig te downloaden:

- ▶ **Automatische updates** — Updates worden automatisch gedownload vanaf BaseSpace Sequence Hub zodat u die kunt installeren. Hiervoor is een internetverbinding nodig, maar geen BaseSpace Sequence Hub-account.
- ▶ **Handmatige updates** — Updates worden handmatig gedownload van het web, lokaal opgeslagen op een draagbaar apparaat en geïnstalleerd vanaf de opslaglocatie. Voor deze optie is geen internetverbinding nodig.

Een automatische software-update installeren

- 1 Schakel over naar het beheerdersaccount van het besturingssysteem.
- 2 Ga naar het besturingssoftwaremenu en selecteer **Software Update** (Software-update) om het dialoogvenster Software Update (Software-update) te openen.
Op systemen die zijn ingesteld op automatisch zoeken naar updates wordt een melding weergegeven wanneer er een software-update beschikbaar is.
- 3 Selecteer een van de volgende opties om te controleren op updates:
 - ▶ **Check for Update** (Zoeken naar update) — Zoek naar een software-update.
 - ▶ **Autocheck for Updates** (Automatisch zoeken naar updates) — Zoek naar een software-update en configureer het systeem om voortaan automatisch naar updates te zoeken.Deze opties zijn zichtbaar op systemen die zijn verbonden met internet maar niet zijn geconfigureerd voor automatisch zoeken naar updates.
- 4 Selecteer **Update** (Updaten) om de nieuwste softwareversie te downloaden.
Zodra de download is voltooid, wordt de besturingssoftware afgesloten en wordt het installatieprogramma geopend.
- 5 Selecteer **Install** (Installeren) in de installatiewizard.



OPMERKING

Door een update te annuleren voordat de installatie is voltooid, wordt de update op het huidige punt gestopt. Wijzigingen die zijn aangebracht voorafgaand aan het punt van annulering, worden teruggezet naar de vorige versie of niet geïnstalleerd.

- 6 Selecteer **Close** (Sluiten) wanneer de installatie is voltooid.
- 7 Selecteer **Yes** (Ja) als de register-editor verschijnt.
De besturingssoftware start automatisch opnieuw op. Firmware-updates worden automatisch geïnstalleerd nadat het systeem opnieuw is gestart.

Een handmatige software-update installeren

- 1 Schakel over naar het beheerdersaccount van het besturingssysteem.
- 2 Wanneer er een software-update beschikbaar is, kunt u het pakketinstallatieprogramma (*.exe) downloaden van de **ondersteuningspagina van het iSeq 100-sequentieëringsysteem**. Sla het installatieprogramma op een lokale of draagbare schijf op.
- 3 Als u het installatieprogramma op een draagbare schijf heeft opgeslagen, kunt u deze aansluiten via de USB-poort aan de achterkant van het instrument. Verplaats het instrument eventueel om bij de achterkant te kunnen komen.
- 4 Selecteer **Software Update** (Software-update) vanuit de besturingssoftware.
- 5 Vouw in het dialoogvenster Software Update (Software-update) de optie **Install from local or portable drive** (Installeren vanaf lokale of draagbare schijf) uit.
- 6 Selecteer **Browse** (Bladeren) om het installatieprogramma te openen.
- 7 Selecteer **Update** (Updaten) om de installatie te starten.
De besturingssoftware wordt afgesloten en de installatiewizard wordt geopend.
- 8 Selecteer **Install** (Installeren) in de installatiewizard.



OPMERKING

Door een update te annuleren voordat de installatie is voltooid, wordt de update op het huidige punt gestopt. Wijzigingen die zijn aangebracht voorafgaand aan het punt van annulering, worden teruggezet naar de vorige versie of niet geïnstalleerd.

- 9 Selecteer **Close** (Sluiten) wanneer de installatie is voltooid.
- 10 Selecteer **Yes** (Ja) als de register-editor verschijnt.
De besturingssoftware start automatisch opnieuw op. Firmware-updates worden automatisch geïnstalleerd nadat het systeem opnieuw is gestart.

Het luchtfilter vervangen

Het luchtfilter is een schuimonderdeel voor eenmalig gebruik dat de twee ventilatoren aan de achterzijde van het instrument afdekt. Het zorgt voor voldoende koeling en voorkomt dat er vuil in het systeem komt. Het instrument wordt verzonden met één luchtfilter geïnstalleerd en één reservefilter. Extra reservefilters vallen onder de garantie, maar kunnen ook worden aangeschaft bij Illumina.

De software vraagt elke zes maanden na de eerste installatie om het luchtfilter te vervangen. Ga als volgt te werk om een vervallen luchtfilter te vervangen.


- 1 Plaats het instrument zodanig dat u goed toegang heeft tot de achterzijde.
- 2 Druk rechts op het bovenste paneel aan de achterzijde van het instrument om dit te ontgrendelen, zoals getoond in de volgende illustratie.




- 3 Verwijder het paneel van het instrument.



- 4 Verwijder het luchtfilter van schuim van het midden van het paneel en gooi het weg.



- 5 Plaats een nieuw filter in het paneel en druk het filter vast.
- 6 Plaats de twee paneelhaakjes in de openingen in het instrument en druk het paneel in positie.



- 7 Zet het instrument weer op de gewenste locatie.
- 8 Selecteer **Filter Changed** (Filter vervangen) om verder te gaan.


Het instrument verplaatsen

Ga als volgt te werk om het instrument op een veilige manier te verplaatsen. Controleer of de nieuwe locatie voldoet aan de vereisten zoals omschreven in de *Handleiding voorbereiding locatie iSeq 100-sequentiëringssysteem* (documentnr. 1000000035337).

Als u een instrument wilt terugplaatsen, kunt u deze paragraaf overslaan en doorgaan naar *Geavanceerde uitwisseling* op pagina 53.

- 1 Selecteer **Shut Down System** (Systeem uitschakelen) in het menu.
- 2 Als het systeem niet uitschakelt, houdt u de aan/uit-knop aan de linkerzijde van het instrument ingedrukt tot de lampjes uitgaan.
- 3 Als de aan/uit-knop knippert, drukt u de tuimelschakelaar op het achterpaneel in de uit-positie (O). Na het uitschakelen van de voeding kan de aan/uit-knop blijven knipperen.

Afbeelding 7 Locatie tuimelschakelaar



- 4 Neem het netsnoer uit het stopcontact en uit de wisselstroomingang op het achterpaneel.
- 5 Voor zover van toepassing: neem de ethernetkabel uit het stopcontact en uit de ethernetpoort op het achterpaneel.
- 6 Breng de monitor omlaag.
- 7 Verplaats het instrument naar de gewenste locatie.
Het instrument weegt 15,9 kg (35 lbs) en moet door twee personen worden opgetild.
- 8 Breng de monitor omhoog.
- 9 Wanneer het instrument verbonden is met een netwerk, moet de ethernetkabel op een ethernetpoort worden aangesloten.
- 10 Sluit het netsnoer aan op de wisselstroomingang op het achterpaneel en het andere uiteinde op een stopcontact.
- 11 Druk de tuimelschakelaar in de aan-positie (I).

- 12 Druk op de aan/uit-knop zodra deze gaat knipperen.

Afbeelding 8 Locatie aan/uit-knop



- 13 Als het besturingssysteem is geladen, kunt u zich aanmelden bij Windows.
De besturingssoftware wordt gestart en het systeem wordt geïnitieerd. Na afronding van de initialisatie wordt het scherm Home (Start) geopend.

Appendix A Sequentiëringuitvoer

Overzicht Real-Time Analysis	39
Workflow Real-Time Analysis	41

Overzicht Real-Time Analysis

Op de besturingscomputer van het instrument draait de Real-Time Analysis-software. Tijdens een sequentiëringrun extraheert deze software intensiteiten uit beelden om een basebepaling uit te voeren en wijst vervolgens een kwaliteitsscore toe aan die basebepaling.

Het iSeq 100-sequentiëringssysteem maakt gebruik van de RTA2-implementatie van Real-Time Analysis. RTA2 en de besturingssoftware communiceren via een webgebaseerde HTTP-interface en gedeelde geheugenbestanden. Wanneer RTA2 wordt beëindigd, wordt de verwerking niet hervat en worden de rungegevens niet opgeslagen.



OPMERKING

Demultiplex-prestatie wordt niet berekend, zodat het tabblad Index in Sequencing Analysis Viewer niet wordt ingevuld.

Invoerbestanden

RTA2 heeft de volgende invoerbestanden nodig voor verwerking:

- ▶ Tegelbeelden in een lokaal systeemgeheugen.
- ▶ **Realtime analyse** configuratiebestand in XML-indeling.
- ▶ **RunInfo.xml**, dat automatisch bij aanvang van de run door de besturingssoftware wordt gegenereerd.

RTA2 ontvangt opdrachten van de besturingssoftware met informatie over de locatie van **RunInfo.xml** en of er een uitvoermap is opgegeven. Aan de hand van **RunInfo.xml** bepaalt RTA2 de runnaam, het aantal cycli, of er een bepaling is geïndexeerd en het aantal tegels op de stroomcel.

Uitvoerbestanden

Beelden worden in het geheugen omgezet naar RTA2 als tegels, kleine beeldvormingsgebieden op de stroomcel die door één camerabeeld worden gedefinieerd. De iSeq 100 i1-stroomcel heeft 16 tegels.

Op basis van deze beelden produceert RTA2 een set op kwaliteit beoordeelde basebepalingsbestanden en filterbestanden als primaire uitvoer. Andere bestanden ondersteunen het genereren van de primaire uitvoer.

Bestandstype	Bestandsbeschrijving, locatie en naam
Basebepalingsbestand	Elke geanalyseerde tegel wordt opgenomen in een basebepalingsbestand, samengevoegd in één bestand per cyclus. Het samengevoegde bestand bevat de basebepaling en de bijbehorende kwaliteitsscore voor elk cluster. Data\Intensities\BaseCalls\L001 [Cycle].bcl.bgzf, waarbij [Cycle] het cyclusnummer in vier cijfers weergeeft. Basebepalingsbestanden worden gecomprimeerd met een block gzip-compressie.
Indexbestanden basebepaling	Een indexbestand basebepaling bewaart de oorspronkelijke titelinformatie. Voor elke tegel bevat het indexbestand het titelnummer en het aantal clusters. Data\Intensities\BaseCalls\L001 [Cycle].bcl.bgzf.bci

Bestandstype	Bestandsbeschrijving, locatie en naam
Clusterlocatiesbestand	Eén clusterlocatiebestand (s.locs) bevat de X- en Y-coördinaten voor elk cluster op de stroomcel. Data\Intensities s.locs
Filterbestanden	Filterbestanden geven aan of clusters een filter passeren. Voor elke tegel wordt één filterbestand gegenereerd. Filterbestanden worden bij cyclus 26 gegenereerd op basis van gegevens van 25 cycli. Data\Intensities\BaseCalls\L001 s_[lane].filter
InterOp-bestanden	Realtime metrische gegevens over de runkwaliteit die tijdens de run worden bijgewerkt. Deze binaire bestanden bevatten metrische gegevens over de tegel, de cyclus en het bepalingniveau, en zijn vereist om de metrische gegevens te kunnen weergeven met Sequencing Analysis Viewer. InterOp-bestand
RTA-configuratiebestand	Vermeldt parameters voor de run. Dit bestand wordt aan het begin van de run aangemaakt en combineert waarden vanuit het invoerconfiguratiebestand en de waarden die RTA2 definieert. [Root folder], RTAConfiguration.xml
Runinformatiebestand*	Vermeldt de runnaam, het aantal cycli per bepaling, of de bepaling een Indexbepaling is, alsmede het aantal stroken en tegels. Wordt gecreëerd aan het begin van de run. [Root folder], RunInfo.xml
Miniaturbestanden	Miniatuurafbeeldingen van stroomceltegels. Images\L001\C[X.1]—De bestanden worden voor elke band in één map opgeslagen en voor elke cyclus in één submap. s_[lane]_[tile].jpg—Het miniatuurbeeld bevat het tegelnummer.

*Gemaakt door de besturingssoftware. Alle andere bestanden die in de tabel zijn genoemd, worden gemaakt door RTA2.

Local Run Manager en BaseSpace Sequence Hub converteren basebepalingsbestanden automatisch naar FASTQ-bestanden. Gebruik de nieuwste versie van de bcl2fastq2-conversiesoftware om FASTQ-bestanden te converteren bij sequentiëring in de handmatige modus. Download de software via de [ondersteuningspagina's voor bcl2fastq-conversiesoftware](#) op de website van Illumina.










Naam en pad uitvoermap

Voor elke run genereert de besturingssoftware automatisch een uitvoermap en een runmap. Open de rungegevens via de uitvoermap, dit is namelijk een kopie van de runmap. De runmap is voor systeemgebruik. Het pad naar de uitvoermap wordt door de gebruiker gedefinieerd, maar is standaard D:\. De besturingssoftware geeft de uitvoermap een naam volgens de volgende indeling.

Indeling	Monster
<JJJMMDD>_<Instrument-ID>_<Runnummer>_<Stroomcel-ID>	20180331_FFSP247_4_BNS417-05-25-12

Het runnummer neemt steeds met één toe wanneer het systeem een run uitvoert. Het instrument en de stroomcel worden geïdentificeerd aan de hand van het serienummer.

Structuur uitvoermap

-  **Voorschrift** — Runspecifiek voorschriftbestand.
-  **Logbestanden** — Logbestanden waarin de analytische gegevens van het instrument, de operationele stappen en andere gebeurtenissen worden beschreven.
-  **Config** — Configuratie-instelling voor de run.
-  RunParameters.xml
-  RunInfo.xml
-  CopyComplete.txt
-  RunCompletionStatus.txt
-  RTAComplete.txt
-  RTAConfiguration.xml
-  **Gegevens**
 -  **Intensiteiten**
 -  **Basebepalingen**
 -  **L001**
 -  s.locs
-  **InterOp**
-  **Beelden**
-  SampleSheet.csv — Monsterblad of het monstermanifest.
-  **RTALogs** (RTA-logbestanden) — Logbestanden die de activiteiten van RTA2 omschrijven.


Foutafhandeling

RTA2 maakt logbestanden en schrijft deze naar de RTALogs-map. Fouten worden geregistreerd in een foutenbestand in TSV-bestandsindeling.

De volgende log- en foutenbestanden worden na afloop van de bewerking naar de definitieve uitvoerbestemming verzonden:

- ▶ *GlobalLog*.tsv bevat een samenvatting van de belangrijke rungebeurtenissen.
- ▶ *Error*.tsv bevat de fouten die tijdens een run zijn opgetreden.
- ▶ *WarningLog*.tsv bevat de waarschuwingen die tijdens een run zijn opgetreden.

Workflow Real-Time Analysis



Extractie intensiteit


Extractie intensiteit berekent een intensiteitswaarde voor elke nanowell in een bepaald beeld.

Faseringscorrectie

Tijdens de sequentiëringreactie wordt elke DNA-streng in een cluster uitgebreid met één base per cyclus. Er is sprake van fasering en prefasering wanneer een streng tijdens de huidige opnamecyclus in de interfase komt.

- ▶ Er is sprake van fasering wanneer een base achterblijft.
- ▶ Er is sprake van prefasering wanneer een base vooruitloopt.

Afbeelding 9 Fasering en prefasering



- A Bepaling met een base die faseert
- B Bepaling met een prefaserende base


RTA2 corrigeert de effecten van fasering en prefasering, waardoor de gegevenskwaliteit tijdens elke cyclus van de run wordt gemaximaliseerd.

Basebepaling

Basebepaling bepaalt een base (A, C, G of T) voor elk cluster van een bepaalde tegel in een specifieke cyclus. Het iSeq 100-systeem gebruikt sequentiëring met één kleurstof waarvoor één kleurstof en twee beelden nodig zijn, om de gegevens voor de vier basen te coderen.

Intensiteiten die worden verkregen van een beeld en vergeleken met een tweede beeld resulteren in vier afzonderlijke populaties, elk overeenkomend met een nucleotide. Basebepaling bepaalt tot welke populatie een cluster behoort.

Afbeelding 10 Visualisering van clusterintensiteiten



Tabel 1 Basebepalingen in sequentiëring met één kleurstof

Base	Kleurstof in eerste beeld	Kleurstof in tweede beeld	Conclusie op basis van vergeleken beelden
T	Aan	Aan	Clusters met intensiteit in beide beelden zijn T-basen.
A	Aan	Uit	Clusters met intensiteit in alleen het eerste beeld zijn A-basen.
C	Uit	Aan	Clusters met intensiteit in alleen het tweede beeld zijn C-basen.
G	Uit	Uit	Clusters met intensiteit in geen van de beelden zijn G-basen.

Doorlaatfilter voor clusters

Tijdens de run filtert RTA2 onbewerkte gegevens om bepalingen die niet voldoen aan de gegevenskwaliteitsdrempel te verwijderen. Overlappende clusters en clusters van slechte kwaliteit worden verwijderd.

Voor sequentiëring met één kleurstof gebruikt RTA2 een populatiegebaseerd systeem om de zuiverheid (intensiteitzuiverheidsmeting) van een basebepaling vast te stellen. De clusters passeren het filter (PF) wanneer hooguit één basebepaling in de eerste 25 cycli een zuiverheid heeft die lager is dan een vastgestelde drempel.

In cyclus 26 wordt een PhiX-afstemming uitgevoerd op een subset tegels voor clusters die het filter zijn gepasseerd. Clusters die het filter niet passeren, zijn niet basebepaald en niet afgestemd.

Indexbepalingen

De procedure voor basebepaling-indexbepalingen is anders dan voor basebepaling-sequentiëringbepalingen. De eerste twee cycli van een indexbepaling kunnen niet starten met twee G-basen, omdat anders geen intensiteit wordt gegenereerd. Voor demultiplexingprestaties moet in een van de eerste twee cycli sprake zijn van intensiteit.

Zorg ervoor dat **ten minste** één indexadaptersequentie in een bibliotheekpool niet met twee G-basen start. Selecteer de uitgebalanceerde indexadaptersequenties zodanig dat er in ten minste één beeld (maar bij voorkeur in beide beelden) voor elke cyclus sprake is van een signaal. De vormgeving van de plaat en sequenties die zijn geleverd in IDT voor Illumina TruSeq UD-indexen zijn ontworpen voor de juiste balans.

Raadpleeg voor meer informatie over indexering en pooling de *handleiding Pooling indexadapter* (documentnr. 1000000041074).

Kwaliteitsscore

Een kwaliteitsscore, of Q-score, is een voorspelling van de kans op een onjuiste basebepaling. Een hogere Q-score duidt erop dat een basebepaling van een hogere kwaliteit is en daardoor waarschijnlijk juist is.

De Q-score is een compacte manier om een kleine kans op fouten te communiceren. Q(X) verwijst naar kwaliteitsscores waarbij X de score is. De volgende tabel toont de relatie tussen de kwaliteitsscore en de foutenkans.

Q-score Q(X)	Foutenkans
Q40	0,0001 (1 op 10.000)
Q30	0,001 (1 op 1.000)
Q20	0,01 (1 op 100)
Q10	0,1 (1 op 10)



OPMERKING

De kwaliteitsscore is gebaseerd op een aangepaste versie van het Phred-algoritme.

Voor de kwaliteitsscore wordt voor elke basebepaling een set voorspellers berekend en worden vervolgens de voorspellende waarden gebruikt om de Q-score in een kwaliteitstabel op te zoeken. De kwaliteitstabellen zijn opgesteld om optimaal nauwkeurige kwaliteitsvoorspellingen te doen voor runs die zijn gegenereerd door middel van een specifieke configuratie van sequentiëringplatform en chemieversie.

Na bepaling van de Q-score worden de resultaten in de basebepalingsbestanden geregistreerd.

Appendix B Problemen oplossen


Oplossing foutmeldingen	45
Een gestarte run annuleren	46
Het instrument uit- en weer inschakelen	46
Voer een systeemcontrole uit	47
Lekkagebeperking	49
Fabrieksinstellingen terugzetten	51

Oplossing foutmeldingen

Deze bijlage bevat gedetailleerde instructies voor diverse procedures voor probleemoplossingen. Het volgende stroomschema toont de workflow voor oplossingen voor foutmeldingen die tijdens de initialisatie, runinstallatie, pre-runcontroles of sequentiëring verschijnen en die niet worden verholpen door de procedure nogmaals uit te voeren.

Veel fouten kunnen worden verholpen door uit- en inschakelen: schakel het instrument uit en weer in. Andere fouten vragen om een systeemcontrole voor diagnostiek en oplossing.

Afbeelding 11 Overzicht foutmeldingen



Status procesbeheer

Ga als volgt te werk om een statusprobleem op het scherm Process Management (Procesbeheer) op te lossen:

- ▶ Als de run bezig is: sluit het scherm Process Management (Procesbeheer), wacht ongeveer vijf minuten en open het scherm weer.
- ▶ Als de run niet bezig is: schakel het instrument uit en weer in, en open het scherm Process Management (Procesbeheer) opnieuw. Raadpleeg *Het instrument uit- en weer inschakelen* op pagina 46.

Een gestarte run annuleren

Een gestarte run kan worden geannuleerd om de run te stoppen, de cartridge uit te werpen en terug te keren naar het scherm Sequence (Sequentie).



LET OP

Het annuleren van een run is *definitief*. Na de instrumentcontrole van pre-runcontroles kan de software de run niet hervatten en kunnen verbruiksartikelen niet opnieuw worden gebruikt.

- 1 Selecteer **Stop Run** (Run stoppen), selecteer daarna **Yes, Cancel** (Ja, annuleren). Het scherm Sequencing Canceled (Sequentiëring geannuleerd) wordt weergegeven, met tijdsaanduidingen voor de datum en tijd waarop de run is gestopt.
- 2 Selecteer **Eject Cartridge** (Cartridge uitwerpen) om de deur te openen en haal de bak eruit.
- 3 Verwijder de cartridge uit de bak.
- 4 Bewaar de cartridge of voer deze af, afhankelijk van wanneer de annulering plaatsvond:

Omstandigheid	Instructie
U heeft de run voor of tijdens de instrumentcontrole geannuleerd en wil de verbruiksartikelen opnieuw gebruiken.	Laat de stroomcel en de bibliotheek in de cartridge zitten en laat deze maximaal 1 uur op kamertemperatuur komen.
Alle overige omstandigheden.	Verwijder de stroomcel uit de cartridge. Voer beide componenten af in overeenstemming met de geldende lokale richtlijnen. <ul style="list-style-type: none"> • De stroomcel bevat elektronische onderdelen. • De cartridge bevat gebruikte reagentia en bibliotheek.


- 5 Selecteer **Close Door** (Deur sluiten) om de bak opnieuw te laden en terug te keren naar het scherm Sequencing (Sequentiëring). De sensoren bevestigen het verwijderen van de cartridge.

Het instrument uit- en weer inschakelen

Door het instrument uit en weer in te schakelen wordt het systeem veilig afgesloten en weer opgestart om een verbroken verbinding te herstellen, een specificatie uit te lijnen, of om een mislukte initialisatie te herstellen. Met behulp van softwaremeldingen wordt aangegeven wanneer het systeem opnieuw moet worden gestart om een fout of waarschuwing op te lossen.

- 1 Selecteer **Shut Down System** (Systeem uitschakelen) in het menu.
- 2 Als het systeem niet uitschakelt, houdt u de aan/uit-knop aan de linkerzijde van het instrument ingedrukt tot de lampjes uitgaan.
- 3 Als de aan/uit-knop knippert, drukt u de tuimelschakelaar op het achterpaneel in de uit-positie (O). Na het uitschakelen van de voeding kan de aan/uit-knop blijven knipperen.

Afbeelding 12 Locatie tuimelschakelaar



- 4 Wacht 30 seconden.
- 5 Druk de tuimelschakelaar in de aan-positie (I).
- 6 Druk op de aan/uit-knop zodra deze gaat knipperen.

Afbeelding 13 Locatie aan/uit-knop



- 7 Als het besturingssysteem is geladen, kunt u zich aanmelden bij Windows.
De besturingssoftware wordt gestart en het systeem wordt geïnitieerd. Na afronding van de initialisatie wordt het scherm Home (Start) geopend.

Voer een systeemcontrole uit

Een systeemcontrole duurt ongeveer 45 minuten en gebruikt de herbruikbare teststroomcel en de herbruikbare testcartridge om fouten van de pre-runcontrole en andere problemen op te lossen. Door middel van vier subsysteemtesten wordt bevestigd of de onderdelen goed zijn afgestemd en werken.

Voor een normaal gebruik en onderhoud is geen systeemcontrole nodig.

- 1 Haal de herbruikbare teststroomcel en de herbruikbare testcartridge uit de opslag op kamertemperatuur.
- 2 Selecteer in het besturingssoftwaremenu **System Check** (Systeemcontrole). Het dialoogvenster System Check (Systeemcontrole) wordt geopend met de mechanische, thermische, optische en sensortests geselecteerd.
- 3 Selecteer **Unload** (Uitladen) om de klep van het compartiment voor de cartridge te openen en de bak uit te werpen.
- 4 Neem de gebruikte cartridge uit de bak, indien aanwezig.
- 5 Controleer het glazen oppervlak van de herbruikbare stroomcel op zichtbaar vuil. Reinig de stroomcel op de volgende manier als er vuil zichtbaar is.
 - a Reinig het glazen oppervlak met een alcoholdoekje.
 - b Droog het af met een pluisarme labtissue.
 - c Controleer of er zich geen stof of vezels op de stroomcel bevinden.

Onder normale omstandigheden hoeft de herbruikbare teststroomcel niet te worden gereinigd.

- 6 Houd de herbruikbare teststroomcel vast bij de greppunten met het etiket omhoog gericht.
- 7 Duw de herbruikbare teststroomcel in de gleuf aan de voorzijde van de herbruikbare testcartridge. Er volgt een hoorbare klik wanneer de stroomcel in positie zit. Bij een goede plaatsing steekt de greep uit de cartridge en is het glas zichtbaar via het toegangsvenster.



- a De herbruikbare teststroomcel laden
 - b Geladen herbruikbare teststroomcel
- 8 Plaats de herbruikbare testcartridge zodanig op de bak dat het toegangsvenster omhoog wijst en de stroomcel in het instrument zit.



- 9 Selecteer **Load** (Laden) om de herbruikbare testcartridge te laden en sluit de klep.
- 10 Selecteer **Start** om de systeemcontrole te starten.
Tijdens de systeemcontrole wordt de cartridge door de software één keer uitgeworpen en ingetrokken en wordt het resterende aantal keren gebruik op het scherm weergegeven. Beide herbruikbare testonderdelen zijn geldig tot 130 keer gebruik.
- 11 Controleer na afloop van de systeemcontrole of elke test geslaagd of mislukt is.

Resultaat	Indicatie	Actie
Alle vier tests geslaagd	Het instrument functioneert goed en het probleem houdt waarschijnlijk verband met een verbruiksartikel of een bibliotheek.	Prepareer een nieuwe run. Als verbruiksartikelen uit de voorgaande run werden opgeborgen, moeten deze voor de nieuwe run worden gebruikt.
Ten minste één test mislukt	Het instrument kan een hardwareprobleem hebben.	Neem contact op met de technische ondersteuning van Illumina.

- 12 Selecteer **Unload** (uitladen) om de herbruikbare testcartridge uit te werpen.
- 13 Haal de herbruikbare testcartridge uit de bak.
- 14 Verwijder de herbruikbare teststroomcel van de cartridge.
- 15 Plaats de herbruikbare testonderdelen terug in de originele verpakking en bewaar deze op kamertemperatuur.
- 16 Sluit het dialoogvenster System Check (Systeemcontrole).

Lekkagebeperking

Als er tijdens een pre-runcontrole of sequentiëring een slechte fluidicaverbinding, een probleem met de cartridge of een lekkage wordt geconstateerd, zal de software de run beëindigen en een melding geven. Na beoordeling van de lekkage en na reiniging van het instrument zal een systeemcontrole bevestigen of het normale gebruik kan worden hervat.

Een lekbak onder in het instrument vangt gelekte vloeistof uit de cartridge op. Gelekte vloeistoffen kunnen echter ook in andere delen van het systeem terechtkomen. Onder normale omstandigheden is de lekbak droog.

Beoordeling van de lekkage

- 1 Trek een nieuw paar poedervrije handschoenen aan.



WAARSCHUWING


Deze set reagentia bevat mogelijk gevaarlijke chemicaliën. Inademen, inslikken en contact met de huid en met de ogen kunnen resulteren in persoonlijk letsel. Draag beschermende hulpmiddelen, met inbegrip van oogbescherming, handschoenen en een laboratoriumjas, passend bij het blootstellingsrisico. Behandel gebruikte reagentia als chemisch afval en voer deze af in overeenstemming met de geldende regionale, nationale en lokale wet- en regelgeving. Raadpleeg voor aanvullende informatie met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid het veiligheidsinformatieblad op support.illumina.com/sds.html.

- 2 Volg de prompts op het scherm om de cartridge uit te werpen.
- 3 Inspecteer de cartridge op zichtbare vloeistof.
Een kleine hoeveelheid vloeistof (<500 µl) op het glazen oppervlak van de stroomcel is acceptabel.


- 4 Als er geen vloeistof (of een acceptabele hoeveelheid vloeistof) zichtbaar is, ga dan verder naar *Het instrument reinigen*.
Na reiniging wordt middels een systeemcontrole gecontroleerd of het systeem normaal werkt.
- 5 Als er een aanzienlijke hoeveelheid vloeistof zichtbaar is op de stroomcel, de cartridge of het instrument, schakel het systeem dan uit, ontkoppel het als volgt en neem contact op met de technische ondersteuning van Illumina.
 - a Selecteer **Shut Down System** (Systeem uitschakelen) in het menu.
 - b Als het uitschakelcommando geen reactie geeft, houdt u de aan/uit-knop aan de linkerkant van het instrument ingedrukt tot de lampjes uitgaan.
 - c Als de aan/uit-knop knippert, drukt u de tuimelschakelaar op de achterkant van het instrument in de uit-positie (O).
 - d Wacht 30 seconden.
 - e Neem het netsnoer uit het stopcontact en uit de wisselstroomingang op het achterpaneel.
 - f Voor zover van toepassing: neem de ethernetkabel uit het stopcontact en uit de ethernetpoort op het achterpaneel.

Het instrument reinigen

- 1 Schakel vanwege de veiligheid het instrument uit en ontkoppel het:
 - a Selecteer **Shut Down System** (Systeem uitschakelen) in het menu.
 - b Als het uitschakelcommando geen reactie geeft, houdt u de aan/uit-knop aan de linkerkant van het instrument ingedrukt tot de lampjes uitgaan.
 - c Als de aan/uit-knop knippert, drukt u de tuimelschakelaar op de achterkant van het instrument in de uit-positie (O).
 - d Wacht 30 seconden.
 - e Neem het netsnoer uit het stopcontact en uit de wisselstroomingang op het achterpaneel.
 - f Voor zover van toepassing: neem de ethernetkabel uit het stopcontact en uit de ethernetpoort op het achterpaneel.
- 2 Pak de klep van de lekbak onder het compartiment voor de cartridge aan de voorzijde van het instrument en laat de klep zakken.



- 3 Open de lekbak en verwijder het kussentje van de lekbak.



- 4 Droog eventueel achtergebleven vloeistof van de onderzijde van de bak met papieren doeken.
- 5 Gooi het kussentje en andere verbruiksartikelen weg in overeenstemming met de regionale normen. Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad op support.illumina.com/sds.html.
- 6 Plaats een nieuw kussen op de lekbak.
- 7 Duw de lekbak weer terug en sluit vervolgens de klep van de lekbak.
- 8 Droog eventueel zichtbare vloeistof op of rondom het instrument met papieren doekjes.
- 9 Schakel het instrument in en maak als volgt opnieuw verbinding.
- a Indien van toepassing, sluit de ethernetkabel aan op een ethernetpoort.
 - b Sluit het netsnoer aan op de wisselstroomingang op het achterpaneel en het andere uiteinde op een stopcontact.
 - c Druk de tuimelschakelaar op het achterpaneel in de aan-positie (I).
 - d Druk op de aan/uit-knop zodra deze gaat knipperen.
 - e Als het besturingssysteem is geladen, kunt u zich aanmelden bij Windows.

De besturingssoftware wordt gestart en het systeem wordt geïnitieerd. Na afronding van de initialisatie wordt het scherm Home (Start) geopend.

- 10 Voer een systeemcontrole uit ter bevestiging dat het systeem normaal functioneert. Wanneer de systeemcontrole slaagt, betekent dit dat het instrument weer als normaal kan worden gebruikt. Raadpleeg voor instructies *Voer een systeemcontrole uit* op pagina 47.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Zet het systeem terug naar de fabrieksinstellingen om de software te downgraden, als herstelmaatregel na een ongewenste configuratie of om gebruikersgegevens te wissen voordat u een instrument terugstuurt naar Illumina. Door de fabrieksinstellingen terug te zetten, wordt de besturingssoftware gedeïnstalleerd en de C-schijf gewist.

- 1 Als de gegevensbank met referentiegenomen voor Local Run Manager op de C-schijf staan:
 - a Verplaats de gegevensbank naar D:\Illumina\Genomes of een andere lokale of netwerkmap die niet op de C-schijf staat.
 - b Herstel het pad van de gegevensbank in Local Run Manager naar D:\Illumina\Genomes of een andere lokale of netwerkmap die niet op de C-schijf staat. Raadpleeg voor instructies de *Softwarehandleiding voor Local Run Manager (documentnr. 1000000002702)*.
- 2 Start Windows opnieuw op.
- 3 Wanneer wordt gevraagd om een besturingssysteem te selecteren, selecteert u **Restore to Factory Settings (Fabrieksinstellingen terugzetten)**.

De besturingssysteemopties worden kort weergegeven voordat automatisch wordt verdergegaan met iSeq-besturingssoftware.
- 4 Wacht ongeveer 30 minuten tot het terugzetten is voltooid.

Voor het terugzetten moet het systeem mogelijk diverse malen opnieuw worden opgestart. Wanneer het is voltooid, start het systeem opnieuw op met de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zonder de besturingssoftware.
- 5 Installeer de besturingssoftware:
 - a Download het software-installatieprogramma via de ondersteuningspagina's van het iSeq 100-sequentiëringssysteem. Sla het installatieprogramma op een netwerklocatie of op een uitneembare USB-stick op.
 - b Kopieer het installatieprogramma naar C:\Illumina.
 - c Open **iSeqSuiteInstaller.exe** en volg de prompts om de installatie uit te voeren.
 - d Selecteer **Finish** (Voltooien) wanneer de update klaar is.
 - e Schakel het instrument uit en weer in. Raadpleeg *Het instrument uit- en weer inschakelen op pagina 46* voor instructies.
- 6 Volg de prompts op het scherm om de eerste installatie uit te voeren, met inbegrip van een systeemcontrole met een herbruikbare testcartridge en een herbruikbare teststroomcel.
- 7 Installeer analysemodules van Local Run Manager (Lokaal runbeheer):
 - a Schakel over naar het beheerdersaccount van het besturingssysteem.
 - b Download de software-installatieprogramma's via de ondersteuningspagina's van Local Run Manager (Lokaal runbeheer). Sla de installatieprogramma's op een netwerklocatie of op een draagbare USB-stick op.
 - c Kopieer het installatieprogramma naar C:\Illumina.
 - d Open het installatieprogramma (*.exe) en volg de aanwijzingen om de installatie uit te voeren.
 - e Selecteer **Finish** (Voltooien) wanneer de update klaar is.

Appendix C Geavanceerde uitwisseling

Inleiding	53
Een vervangend systeem ontvangen	53
Het originele systeem klaarmaken voor retournering	54
Het originele systeem retourneren	57

Inleiding

Omdat de luchtfilter en het kussen van de lekbak de enige hernieuwbare onderdelen zijn van het iSeq 100-systeem, maakt Illumina gebruik van een omwisselprogramma om problemen op te lossen die niet op afstand kunnen worden opgelost.

Dit houdt in dat een beschadigd of defect systeem wordt omgewisseld voor een gerenoveerd systeem. Om de uitvaltijd te beperken, ontvangt u het vervangende systeem voordat u het origineel retour zendt.

Afbeelding 14 Overzicht omwisselprogramma



Regionale beschikbaarheid

In de meeste regio's is Geavanceerde uitwisseling beschikbaar. In de overige regio's kunt u rekenen op de ondersteuning van onderhoudstechnici. Vraag de technische ondersteuning van Illumina welke ondersteuningsmodellen beschikbaar zijn in uw regio.

Een vervangend systeem ontvangen

- 1 Neem contact op met de technische ondersteuning van Illumina wanneer een systeemcontrole en andere pogingen om het probleem op te lossen zijn mislukt.
 - ▶ Voer indien mogelijk een nieuwe systeemcontrole uit met een andere herbruikbare testcartridge en herbruikbare teststroomcel.
 - ▶ Zorg ervoor dat de resultaten van de systeemcontrole beschikbaar zijn voor de technische ondersteuning.

Als de technische ondersteuning het probleem niet op afstand kan oplossen, wordt een retourzendingsprocedure gestart en wordt een opdracht geplaatst voor een vervangend systeem.

- 2 Wanneer u het vervangende systeem ontvangt:
 - ▶ Haal het *iSeq 100-sequentiëringssysteem* uit de verpakking en installeer het volgens de instructies op de installatieposter (documentnr. 1000000035963).
 - ▶ **Bewaar alle verpakkingsmaterialen**, deze kunnen worden gebruikt om het originele systeem en de herbruikbare testcomponenten te retourneren.
 - ▶ Houd de retourdocumenten apart, waaronder een UPS-retourlabel voor alle verzendingen en een handelsfactuur voor internationale verzendingen.

Het originele systeem klaarmaken voor retournering

Stuur het originele systeem, de herbruikbare testcartridge en de herbruikbare teststroomcel binnen 30 dagen na ontvangst van het vervangende systeem terug naar Illumina.

Data wissen en uitschakelen

- 1 Als het systeem is ingeschakeld, kunt u als volgt de data opslaan of wissen.
 - a Ga naar File Explorer (Verkenner) en kopieer de bestanden en mappen die u wilt opslaan naar een draagbare USB-stick.
 - b Verwijder alle bestanden en mappen die u niet wilt delen met Illumina.

De locatie van de sequentiëringgegevens wordt door de gebruiker bepaald, maar de **D-schijf** is de standaardlocatie.


- 2 Sluit het systeem op de volgende manier af.
 - a Selecteer **Shut Down System** (Systeem uitschakelen) in het menu.
 - b Als het uitschakelcommando geen reactie geeft, houdt u de aan/uit-knop aan de linkerkant van het instrument ingedrukt tot de lampjes uitgaan.
 - c Als de aan/uit-knop knippert, drukt u de tuimelschakelaar op de achterkant van het instrument in de uit-positie (O).

Snoeren en kabels losmaken

- 1 Als er een cartridge in het instrument zit, moet het systeem opnieuw worden gestart en kan de cartridge als volgt worden verwijderd.
 - a Druk de tuimelschakelaar op het achterpaneel in de aan-positie (I).
 - b Druk op de aan/uit-knop zodra deze gaat knipperen.
 - c Als het besturingssysteem is geladen, kunt u zich aanmelden bij Windows.
 - d Selecteer in het besturingssoftwaremenu **System Check** (Systeemcontrole).
 - e Selecteer **Unload** (Uitladen) om de cartridge uit te werpen en neem vervolgens de cartridge uit de bak.
 - f Als het uitwerpen niet lukt, moet u contact opnemen met de technische ondersteuning van Illumina voor verdere instructies.
 - g Selecteer **Load** (Laden) om de lege bak in te trekken en sluit de klep.
 - h Sluit het dialoogvenster System Check (Systeemcontrole) en schakel het systeem uit.

Het systeem uitschakelen en opnieuw opstarten is nodig om de cartridge in de juiste positie voor verwijdering te krijgen.

- 2 Neem het netsnoer uit het stopcontact en uit de wisselstroomingang op het achterpaneel.



- 3 Voer de volgende stappen uit indien van toepassing.
 - ▶ Haal de ethernetkabel uit de wandaansluiting en uit de ethernetpoort op het achterpaneel.
 - ▶ Haal het toetsenbord en de muis uit de USB-poorten op het achterpaneel.

Het instrument ontsmetten

Voor het verzenden van een instrument moet de volgende ontsmettingsprocedure worden gevolgd. Deze is voltooid wanneer deze door Illumina is goedgekeurd. Voor systemen die worden gebruikt in een laboratorium met bioveiligheidsniveau 2 of 3 en locatiespecifieke gevaren, kan aanvullende ontsmetting nodig zijn.


Ontsmetten met bleekmiddel

- 1 Trek een nieuw paar poedervrije handschoenen aan.
- 2 Breng de instrumentmonitor omlaag.
- 3 Trek voorzichtig aan de zijranden van de klep van het cartridgecompartiment om deze te openen.




- 4 Reinig het gehele compartiment met een chloordoekje:
 - ▶ Binnenzijde deur
 - ▶ Buitenzijde deur
 - ▶ Deurscharnieren
- 5 Sluit de klep van het cartridgecompartiment.

- Pak de klep van de lekbak onder het compartiment voor de cartridge aan de voorzijde van het instrument en laat de klep zakken.



- Open de lekbak en verwijder het kussentje van de lekbak.



- Droog eventueel achtergebleven vloeistof van de onderzijde van de bak met papieren doeken.
- Gooi het kussentje en andere verbruiksartikelen weg in overeenstemming met de regionale normen. Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad op support.illumina.com/sds.html.
- Reinig de lekbak met een chloordoekje.
- Laat het bleekmiddel 15 minuten intrekken.

Neutraliseren met alcohol

- Bevochtig een stoffen of papieren doek met water. Elke kwaliteit water is acceptabel, ook kraanwater.
- Reinig de volgende onderdelen met een vochtige of papieren doek:
 - ▶ Lekbak
 - ▶ Cartridgecompartimentdeur (binnenzijde en buitenzijde, inclusief scharnieren)Het water voorkomt dat bleekmiddel en alcohol vermengen.
- Reinig de volgende onderdelen nogmaals met een alcoholdoekje:
 - ▶ Lekbak

- ▶ Cartridgecompartimentdeur (binnenzijde en buitenzijde, inclusief scharnieren)

De alcohol verwijdert bleekmiddelresten die mogelijk roestvorming zouden kunnen veroorzaken.

- 4 Let erop dat de klep van de lekbak en van het compartiment voor de cartridge dicht zijn.
- 5 Reinig de laboratoriumwerkbank rondom het instrument met chloordoekjes of een bleekmiddeloplossing.


Het originele systeem retourneren

Het instrument inpakken

- 1 Maak voldoende ruimte vrij in het laboratorium voor het instrument en de verpakking.
- 2 Plaats het kleine schuimkussen tussen de verlaagde monitor en het instrument.
- 3 Plaats de grijze plastic zak over het instrument.




- 4 Laat de voorste flap van de witte doos zakken.
- 5 Plaats het instrument zodanig in de witte doos dat de voorzijde van het instrument naar u is gericht.
- 6 Plaats het vierkante schuimdeel zodanig over het instrument dat de smallere zijden van het schuimdeel op de voor- en achterzijde van het instrument rusten. Controleer of het schuimdeel gelijk valt met de bovenzijde van de doos.



- 7 Sluit de voorste flap en sluit de bovenzijde van de doos.

De herbruikbare testonderdelen inpakken


- 1 Plaats de iSeq 100 herbruikbare testcartridge in de grote hersluitbare zak en sluit deze af.
- 2 Plaats de iSeq 100 herbruikbare teststroomcel in het beschermdoosje.
- 3 Plaats het beschermdoosje in de kleine hersluitbare zak en sluit deze af.
- 4 Plaats beide hersluitbare zakken in de accessoiredoos van het iSeq 100-sequentiëringssysteem.



- 5 Sluit de accessoiredoos.

Het systeem verzenden

- 1 Plaats de beschermende schuimbodem onder in de bruine verzendoos als deze is verwijderd.



- 2 Til de witte doos op aan de handgrepen (geadviseerd wordt dit met twee personen te doen) en laat de witte doos in de bruine doos zakken. Hoe de doos wordt geplaatst is niet belangrijk.




LET OP

De witte doos moet in de bruine doos worden verzonden. De witte doos is niet bedoeld of gelabeld voor verzending.

- 3 Plaats de beschermende schuimbedekking boven in de witte doos.
- 4 Plaats de accessoiredoos in het midden van de schuimbedekking.
- 5 Plaats het zwarte schuimkussen bovenop de accessoiredoos.

- 6 Als de technische ondersteuning van Illumina heeft gevraagd om het retourneren van de voedingskabel, plaatst u deze in de bruine doos.
- 7 Sluit de bruine doos en verzegel deze met verzendtape.
- 8 Plak het retourolabel over het originele verzendlabel, of verwijder het originele verzendlabel.



- 9 **[Internationale verzending]** Bevestig de commerciële factuur aan de verzenddoos.
- 10 Verzend het instrument naar Illumina via UPS.
 - ▶ Als uw laboratorium dagelijkse leveringen via UPS heeft gepland, kunt u de gelabelde verzenddoos met de chauffeur meegeven.
 - ▶ Als uw laboratorium geen dagelijkse leveringen via UPS heeft gepland, moet u contact opnemen met de klantenservice van Illumina zodat zij de retourzending voor u kunnen plannen.

Index

%

%bezet 20, 28-29, 32
%clusters PF 28-29, 32
%PF 20, 28-29, 32, 43

A

aan/uit-knop 3, 37, 46
aanvangsconcentraties 22
accessoiredoos 58
accounttypes 11
adapteropties, wifi 17
adaptersequentie 14
adaptersequenties 29
afbeeldingen 15
afvoer 46
alcoholdoekjes 18
amplificatie 20
AmpliSeq-bibliotheek PLUS voor Illumina 20
analyse
 methoden 5, 20
 niet op het instrument 20
 status 7
analyse niet op het instrument 20
assay
 opzet 1
audio-instellingen 15
automatische start run 28, 31
automatische updates 33

B

bak 4
banen, stroomcel 8
basebepaling 5, 20, 43
basebepalingsbestanden 20, 39
basediversiteit 43
basen, gegevensversleuteling 42
BaseSpace Sequence Hub 1, 14
 snelle instellingen 12
 upload bestand 7
batchcode 10
BCL-bestanden 6, 39
bcl2fastq2-conversiesoftware 39
beeldanalyse 5
beelden 39, 41-42
beeldvorming 20
beheerdersaccount 11

benaming
 instrumentbijnaam 15
benoemen
 computernaam 6
 voorbeeldbladen 14
bepalingscycli 31
bepalingsduur 21
bepalingstypen 31
bepalingstypes 21
bestanden converteren 39
bestandsconversie 39
besturingssoftware maximaliseren 11
besturingssysteem 37, 47, 51
bewaking op afstand 27, 30
bewaring
 reagentiakitsets 8
bewaringscondities 8
bibliotheekpreparatiesets 20
bibliotheekreservoir 24
bibliotheekvoorbereidingssets 1
bibliotheeken 1, 9
 aanvangsconcentraties 22
 denaturerend 20
 denaturering 20
 opslag 1 nM 22
bijnaam 15
bladen 18
bleken 55
BSL-2 55
BSL-3 55

C

C-schijf 16, 51
cartridge 46
 afvoer 29, 32
 bewaring 8
 laadrichting 27, 30
 verpakking 21
 zit vast in instrument 54
cartridgebak 4
catalogusnummers 18
Chromium
 openen 26
cloudgebaseerde analyse 1
clusterlocaties 39
clusters
 filteren 43
 optimaliseren 20
clusters filteren 43

CMOS-sensoren 8, 25, 40
compartiment verbruiksartikelen 3
computernamen 6
configuratie-instellingen 41
configuratiebestanden 39
controlebibliotheken 11

D

D-schijf 6, 16, 33
data verwijderen 54
dempen 15
demultiplexprestatie 43
denaturerende bibliotheken 20, 22
denaturering 20
DesignStudio 1
diagnostiek 47
documentatie 1, 66
doekjes met bleekmiddel 18
domeinen 13
doorlaatfilters 20, 28-29, 32
downgrading software 51
droogijs 21
dubbelstrengse bibliotheken 22

E

EEPROM 8
eerste installatie 35, 51
elektronisch afval 29, 32, 46
elektronische interface 8, 25
enkele bepaling 27, 31
Enterprise-abonnementen 13
ethernet 3, 37
ethernet, inschakelen 17
ethernetkabel 50
Ethernetkabel 54
ethernetpoort 50, 54
etiketten 9
externe schijven 16
externe toegang 26
extra cycli 21

F

fabrieksinstellingen 51
fabrikant 10
faseren 42
faseren en prefaseren 21
FASTQ-bestanden 29, 39

filterbestanden 39
firmware-updates 34
fluidica 9
formamide 29, 32
fouten 6, 41, 46
kans 44
meldingen 45

G

G-basen 43
garantie 18
gebruikersaccount 11
gebruikslimieten 5
gebruikslimieten, herbruikbare
testonderdelen 47
gebruikte reagentia 4, 9
gegevensanalyseopties 12-13
gelokaliseerde instellingen 12-13
geluidsinstellingen 15
gestaakt proces 45
gevaarlijke chemicaliën 10, 29, 32
gewicht 37
greepunten 8, 25

H

handelsfactuur 58
Handmatige modus
FASTQ-bestanden 29, 39
over 29
handmatige software-updates 33
harde schijf 6, 33
Help-pictogram 26, 29
herbruikbare testcartridge 47, 54
herbruikbare testonderdelen 5
herbruikbare teststroomcel 47, 54
hernieuwbare onderdelen 53
hostlocaties 12-13
hulp, technisch 66

I

i5-indexadapters 31
i5-richtingen 29
i7-indexadapters 31
IDT voor Illumina TruSeq UD-indexen 43
Illumina Proactive-ondersteuning 12-13
illuminator 9

- index
 - cycli 9
- Index 2-richtingen 29
- indexcycli 21
- indexen
 - adaptersequenties 43
- indices
 - bepalingen 31
- initialisatie 37, 47, 51
 - mislukt 46
- inpakken 58
- installatie poster 53
- installeren software 33
- instellingen
 - bewerken 12-13
 - eerste keer instellen 11
- instrument
 - gewicht 37
 - installatie 53
- instrument uit- en inschakelen 17, 28, 31, 45
- instrumentcontrole 28, 31
- intensiteiten 42
- internationale zendingen 58
- interne schijven 16
- interne stappen 20
- InterOp-bestanden 39
- IP-adressen 6
- iSeq 100 i1-reagentia 18
- iSeq 100 System-testkit 47

K

- Keuzeoptie aangepast protocol 2
- kits 7
- klantenondersteuning 66
- kleppen
 - handmatig openen 55
 - ontwerp 4
 - sluiten 27, 30
- kussentjes 50, 56
- kwaliteitscontrole, bibliotheken 22
- kwaliteitsdrempels 43
- kwaliteitsscores 20
- kwaliteitstabellen 44

L

- laadconcentraties 20
- laadconcentraties optimaliseren 20
- labjassen 21
- leeg scherm 26

- leeg scherm, Chromium 26
- lekbak 49
 - bladen 18
 - klep 50, 56
 - kussens 53
 - locatie 50, 56
- lekkage 49
- lichtbalk 3
- Local Run Manager 5
 - documentatie 1
 - downloads 33
 - modules 33
 - snelle instellingen 12
 - status 7
 - voorbeeldbladen
 - maken 14
 - workflowhandleidingen
 - Local Run Manager
 - documentatie 27
- Local Run Manager (Lokaal runbeheer)
 - externe toegang 26
 - runs maken 26
- locatievoorbereiding 57
- logbestanden 41
- lokale analyse 1
- lotnummers 10
- luchtfilters 53
 - extra 18
 - locatie 35

M

- maximum cycli 21
- meldingen 33-34
- metrische gegevens over verwachte totale resultaat 28-29, 32
- metrische opbrengstgegevens 28-29, 32
- miniaturen 15
- miniaturen, opslaan 15
- minimum cycli 21
- mislukken systeemcontrole 47
- modus Local Run Manager (Lokaal runbeheer), info 26
- monitor 3
- monsterbladen 27, 30, 41
- monstermanifest 41
- muis 3, 11

N

- naam geven
 - instrumentbijnaam 15
- nanowells 42
- netsnoer 3, 37, 50, 54
- netwerk
 - richtlijnen 16
 - standaard instellingen 16
- Nextera DNA Flex 20
- Nextera Flex voor verrijking 20
- NGS 1
- normalisatiemethoden 22
- nucleotiden 20, 42

O

- onderdeelnummers 10
- onderhoudstechnici 53
- ondersteuningsmodellen 53
- ondersteuningspagina's, website 33
- ontkoppelen 50
- onvolledig proces 45
- opdrachtregels 17
- opnieuw aansluiten 51
- opnieuw opstarten 51
- opslaan
 - ontdoode cartridges 21
- opslag 46
 - verdunde bibliotheken 22
- opslagcondities 10
- optische sensor 8
- outputmap 31, 39

P

- paired-end 27, 31
- pakkingen 25
- PBM 21
- percentage bezet 20, 28-29, 32
- PF 43
- PhiX 11, 18
- PhiX-afstemming 43
- Phred-algoritme 44
- pictogrammen 6, 10
- poolinghandleiding 43
- posterinstellingen 2
- pre-runcontrolefouten 47
- prefaseren 42
- prestatiegegevens 27, 30

- privédomeinen 13
- procesbeheer 28-29, 32-33

Q

- Q-scores 28-29, 32, 44
- Q30 28-29, 32

R

- reagentia 7, 9, 46
 - afvoer 29, 32
 - bewaring 8
 - softwarecompatibiliteit 9
- reagentiakits 7
- register-editor 34
- renovatie 53
- reservefilters 35
- Resuspensiebuffer 18, 22
- retour
 - documenten 53
- retouren
 - labels 58
- retourneren
 - deadlines 54
- retoursystemen 53
- RFID 2, 9
- roestvorming, voorkomen 56
- RSB vervanger 18
- RunInfo.xml 39
- runinstelling
 - schermen 26, 29
- runinstellingen
 - configuratieopties 13
 - opties configureren 12
- runmap 16, 33, 40
- runnaam 31
- runparameters bewerken 27
- runs
 - bewaken in BaseSpace Sequence Hub 12-13
 - formaat 33
 - grootte van 15
 - opslaan in BaseSpace Sequence Hub 12-13
 - parameters bewerken 27
 - status controleren 6, 28-29, 32
 - telling 6, 40
- runs beëindigen 46
- runs hervatten 46
- runs stoppen 46
- runs verwijderen 6, 33

S

- sbsadmin vs. sbsuser 11
- schijfruimte 6, 33
- SDS 50, 56
- sensoren 46
- Sequencing Analysis Viewer 39
- sequentiëring
 - bepalingen 9
 - cycli 9
 - workflow 1
- sequentiëring met één kleurstof 20, 42-43
- serienummers 6, 40
- sets 18
 - catalogusnummers 18
- sjabloon, voorbeeldblad 14, 29
- slagen systeemcontrole 47
- snelle instellingen 12
- software
 - downgrading 51
 - installeren 33
 - reagenscompatibiliteit 9
 - update-instellingen 15-16
 - updatemeldingen 34
- softwarepakket 1, 5
- softwareversies 9
- specificaties koelkast 19
- specificaties vriezer 19
- standaard uitvoermap 16, 27
- station D 54
- statusbalk 3
- stopcontact 50, 54
- stroomcellen
 - aantal cycli 9
 - afvoer 29, 32
 - banen 8
 - bewaring 8
- stroomcellen met patronen 8
- stroomcellen reinigen 47
- stroomcontrole 28, 31
- subsystemen 47
- systeemcontroles 45, 49, 51
 - duur 47
 - resultaten 47
- Systeeminstellingen 11, 15
- systeempakket-installatieprogramma 33

T

- tabblad Customization (Aanpassing) 11, 15

- tabblad Network Access (Netwerkttoegang) 11, 16
- tabblad Settings (Instellingen) 11-12
- technische ondersteuning 66
- tegels 39
- testset 18
- testset iSeq 100-systeem 18
- toegangsvenster, cartridge 9
- toetsenborden 3, 11
- traceren van verbruiksartikelen 8-9
- tracering verbruiksartikelen 1
- TruSeq DNA PCR-vrij 20
- TSV-bestandsindeling 41
- tuumenschakelaar 3, 37, 46

U

- uiterste gebruiksdatums 10, 35
- uitlijning specificatie 46
- Uitpakken 53
- uitschakelen 37, 46, 50, 54
- uitvoermap 7, 27, 33
 - openen 11
 - standaardlocatie 16, 40
- uitzetten 50, 54
- Universal Copy Service 5, 7, 16, 33
- UPS 58
- USB-poorten 3, 34

V

- vastzittende cartridge 54
- veiligheid en naleving 2
- veiligheidsbril 21
- veiligheidsinformatieblad 29, 32, 49-50, 56
- ventilatoren 35
- verbroken verbindingen 46
- verbruiksartikelen
 - afvoer 29, 32
 - hergebruiken 28, 31
 - scannen 27, 30
 - traceren 8-9
 - tracering 1
 - verpakking 10
- verdunningsbibliotheken 20
- vereisten voorbeeldblad 14
- verpakking
 - afvoer 25
 - cartridge 21
 - retourzendingen 53
 - stroomcel 25

- verplaatsen 3, 37
- vervanging voor RSB 22
- verzendlabels 58
- vloeistoffen, gelekt 49
- vloeistoffen, gelekte 49
- voorbeeldbladen 29
 - benoemen 14
 - sjablonen 14, 29
- voorbereiding locatie 2, 16, 37
- voorschriften, software 33
- voorschriftfragmenten 6
- vriezen-dooien cycli 21

W

- waarschuwingen 6, 41, 46
- wasbeurten 9
- waterbaden 21
- werkgroepen 27, 30
- Wifi, inschakelen 17
- Windows
 - aanmelden 37, 47, 51
 - accounts 11
 - instellingen 17
- Windows-taakbalk 11
- Windows 10-help 17
- wisselstroomvoeding
 - ingang 3
 - uitgang 37, 50, 54
- witte doos 57

Z

- zuiverheidsmetingen 43

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning neemt u contact op met de afdeling technische ondersteuning van Illumina.

Website: www.illumina.com
E-mail: techsupport@illumina.com

Telefoonnummers van klantenondersteuning van Illumina

Regio	Gratis telefoonnummer	Regionaal telefoonnummer
Noord-Amerika	+1 800 809 4566	
Australië	+1.800.775.688	
België	+32 80077160	+32 34002973
China	400.066.5835	
Denemarken	+45 80820183	+45 89871156
Duitsland	+49 8001014940	+49 8938035677
Finland	+358 800918363	+358 974790110
Frankrijk	+33 805102193	+33 170770446
Hongkong, China	800960230	
Ierland	+353 1800936608	+353 016950506
Italië	+39 800985513	+39 236003759
Japan	0800 111 5011	
Nederland	+31 8000222493	+31 207132960
Nieuw-Zeeland	0800 451 650	
Noorwegen	+47 800 16836	+47 21939693
Oostenrijk	+43 800006249	+43 19286540
Singapore	+1 800 579 2745	
Spanje	+34 911899417	+34 800300143
Taiwan, China	00806651752	
Verenigd Koninkrijk	+44 8000126019	+44 2073057197
Zuid-Korea	+82 80 234 5300	
Zweden	+46 850619671	+46 200883979
Zwitserland	+41 565800000	+41 800200442
Overige landen	+44 1799 534 000	

Veiligheidsinformatiebladen (SDS, safety data sheets) – zijn verkrijgbaar op de website van Illumina via support.illumina.com/sds.html.

Productdocumentatie – Beschikbaar voor downloaden in pdf-vorm via support.illumina.com.



Illumina

5200 Illumina Way

San Diego, Californië 92122 VS

+1 800 809 ILMN (4566)

+1 858 202 4566 (buiten Noord-Amerika)

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

**Uitsluitend bedoeld voor onderzoekdoeleinden.
Niet voor gebruik in diagnostische procedures.**

© 2020 Illumina, Inc. Alle rechten voorbehouden.

illumina[®]