illumina

Listă de verificare pentru pregătirea probelor pentru Soluția VeriSeq NIPT v2

Procesarea probelor

- □ 1 Finalizați următoarele etape pentru fiecare parte alicotă:
 - a Centrifugați la 1600 × g timp de 10 minute la 4°C.
 - b Începeți izolarea plasmei în termen de 15 minute.
- Inspectați pentru a confirma că fiecare eprubetă conține cel puțin 1,5 ml de plasmă deasupra peliculei leucocitare.
- □ 3 Scoateți capacele eprubetelor și încărcați eprubetele în suporturile pentru eprubete.

Izolarea plasmei

- 1 Introduceți ID-ul de lot și numele utilizatorului.
- Încărcați o foaie de probe sau faceți clic pe No Sample Sheet (Nicio foaie de probe).
- 3 Selectați dimensiunea lotului.
- 4 Selectați numărul de controale fără șablon (NTC-uri).
- ☐ 5 Încărcați probele, vârfurile și plăcile (cu codul de bare orientat spre dreapta) pe suport.
- 6 Respectați etapele automatizate.
- Când terminați, faceți clic pe Unload (Descărcare) pentru a descărca platforma.
- 8 Îndepărtați placa cu godeuri adânci pentru plasma intermediară.
 - a Inspectați placa pentru a detecta dacă volumele sunt uniforme.
 - b Notați orice neuniformități.
 - ☐ c Sigilați placa, încărcați la echilibru şi centrifugați la 5600 × g timp de 10 minute.
- 9 Faceți clic pe **Yes** (Da).
- 10 Îndepărtați sigiliul plăcii și încărcați din nou placa pe suport.
- □11 Respectați etapele automatizate.
- 12 Când terminați, faceți clic pe Unload (Descărcare) pentru a descărca platforma.
- 13 Când vi se solicită de către Managerul fluxului de lucru, goliți suporturile și platforma.
- 14 Îndepărtați placa cu godeuri adânci pentru plasma finală.
- 15 Inspectați placa pentru a detecta dacă volumele sunt uniforme şi dacă există pelete celulare vizibile şi hemoliză excesivă.
- 16 Invalidați probele cu peletă celulară vizibilă sau cu hemoliză excesivă.
- 17 Introduceți comentarii despre godeurile afectate.

PUNCTUL DE OPRIRE ÎN SIGURANȚĂ

Dacă vă opriți, sigilați placa pentru plasma finală și depozitați-o la o temperatură între 2°C și 8°C timp de până la 7 zile.

illumina

Listă de verificare pentru pregătirea probelor pentru Soluția VeriSeq NIPT v2

Extragerea ADN-ului liber circulant

- 1 Încărcați vârfurile.
- Introduceți poziția primului și ultimului vârf pentru fiecare stativ de vârfuri.
- □ 3 Scanați codurile de bare ale Cutiei de extragere.
- 4 Introduceți numele utilizatorului sau inițialele preparatorului reactivilor.
- 5 Scanați codurile de bare ale Cutiei de accesorii.
- 6 Introduceți numele utilizatorului sau inițialele preparatorului reactivilor.
- 7 Desigilați placa cu godeuri adânci pentru plasma finală și încărcați plăcile (cu codul de bare orientat spre dreapta) pe suport.
- 8 Pentru loturile cu plăci parțiale, aplicați o folie de sigilare pentru placă, tăiată la dimensiuni, peste godeurile nefolosite (coloanele 4-12 pentru loturile de 24 de probe şi coloanele 7-12 pentru loturile de 48 de probe).
- Încărcați placa de fixare a ADN-ului în colectorul de vid.
- 10 Bifați caseta de selectare Are DNA Binding Plate Columns Sealed? (Sunt sigilate coloanele plăcii de fixare a ADN-ului?), apoi faceți clic pe OK.
- 🗌 11 Turnați reactivii în băi și încărcați.
- 12 Transferați reactivii în rezervoarele pentru godeuri adânci și încărcați.
- 13 Așteptați să se finalizeze verificarea volumului de reactivi.
- 14 Confirmați că deşeurile din vid nu depăşesc jumătate (se recomandă să nu fie deloc).
- □ 15 Respectați etapele automatizate.
- ☐ 16 Centrifugați placa de fixare a ADN-ului la 5600 × g timp de 10 minute.

- 17 În timpul centrifugării, curățați vidul cu EtOH 70%.
- 18 După centrifugare, desigilați godeurile care conțin probe de pe placa de fixare a ADN-ului și plasați-o pe partea superioară a plăcii de eluțiune pentru ADN liber circulant.
- 19 Respectați etapele automatizate.
- 20 După incubare, bifați caseta de selectare Plates are assembled as indicated (Plăcile sunt asamblate după indicații).
- □ 21 Centrifugați placa de fixare a ADN-ului la 5600 × g timp de 2 minute.
- 22 Inspectați placa de eluțiune pentru ADN liber circulant pentru a detecta dacă volumele sunt uniforme.
- Sigilați și păstrați placa de eluțiune pentru ADN liber circulant pentru pregătirea bibliotecii.
- 24 Când terminați, faceți clic pe Unload (Descărcare) pentru a descărca platforma.
- 25 Descărcați toate suporturile și curățați platforma instrumentului ML STAR.
- 26 Introduceți comentarii despre godeurile afectate.
- 27 Efectuați unul dintre următorii pași:
 - Pentru a continua cu Prepare Libraries (Pregătirea bibliotecilor), faceți clic pe Yes (Da).
 - Pentru a vă opri, faceți clic pe Exit (leșire).

PUNCTUL DE OPRIRE ÎN SIGURANȚĂ

Dacă vă opriți, sigilați placa de eluțiune pentru ADN liber circulant și depozitați-o la o temperatură între -25°C și -15°C timp de până la 7 zile.

Pregătirea bibliotecilor

- 1 Scanați codurile de bare ale Cutiei de pregătire a bibliotecii.
- 2 Introduceți numele utilizatorului sau inițialele preparatorului reactivilor.
- 3 Scanați codurile de bare ale Cutiei de accesorii.
- 4 Introduceți numele utilizatorului sau inițialele preparatorului reactivilor.
- 5 Încărcați vârfurile.
- 6 Introduceți poziția primului vârf pentru fiecare stativ de vârfuri.
- □7 Încărcați plăcile.
- 8 Turnați reactivii în rezervoarele pentru godeuri adânci și încărcați.
- 9 Turnați reactivii în băi și încărcați.
- 10 Așteptați să se finalizeze verificarea volumului de reactivi.
- 11 Respectați etapele automatizate.
- 12 Când terminați, faceți clic pe Unload (Descărcare) pentru a descărca platforma.
- 13 Inspectați placa Biblioteci pentru a detecta dacă volumele sunt uniforme.
- 14 Dacă o depozitați, sigilați și păstrați placa Biblioteci.
- 🗌 15 Descărcați suporturile și curățați platforma.
- 16 Introduceți comentarii despre godeurile afectate.
- 17 Efectuați unul dintre următorii pași:
 - Pentru a continua cu Quantify Libraries (Cuantificarea bibliotecilor), faceți clic pe Yes (Da).
 - Pentru a vă opri, faceți clic pe Exit (leșire).
- 18 Dacă nu vă opriți, treceți imediat la cuantificare.

illumına[®]

Listă de verificare pentru pregătirea probelor pentru Soluția b VeriSeq NIPT v2

PUNCTUL DE OPRIRE ÎN SIGURANȚĂ

Dacă vă opriți, sigilați placa Biblioteci înainte de depozitare. Placa Biblioteci este stabilă timp de până la 7 zile de la data pregătirii, la o temperatură între -25°C și -15°C.

	1		÷
Cuantificaroa	hih	lintari	lor
Juantinualua			IUI

- 1 Scanați codurile de bare ale Cutiei de accesorii.
- 2 Introduceți numele utilizatorului sau inițialele preparatorului reactivilor.
- □3 Încărcați vârfurile în suportul pentru vârfuri.
- □ 4 Desigilați placa Biblioteci, apoi încărcați plăcile.
- □5 Încărcați eprubetele de reactivi fără capace.
- 6 Turnați reactivii în băile de reactivi și încărcați.
- 7 Așteptați să se finalizeze verificarea volumului de reactivi.
- 8 Respectați etapele automatizate.
- 9 Când terminați, faceți clic pe **Unload** (Descărcare) pentru a descărca platforma.
- 10 Descărcați placa Biblioteci, verificați dacă volumele sunt uniforme, sigilați și depozitați la temperatura camerei.
- 11 Descărcați plăcile cu 96 de godeuri și verificați dacă volumele sunt uniforme.
- 12 Descărcați placa cu 384 de godeuri și verificați dacă există lichid în godeurile corespunzătoare.
- □ 13 Sigilați placa cu o folie de sigilare.
- □ 14 Centrifugați la 1000 × g timp de 20 de secunde.
- 15 Incubați la temperatura camerei timp de 10 minute, la adăpost de lumină.
- 16 Descărcați toate suporturile și curățați platforma instrumentului ML STAR.
- 17 După incubație, îndepărtați folia de sigilare şi încărcați placa cu 384 de godeuri în cititorul de microplăci.
- 18 Faceți dublu clic pe șablonul VeriSeq NIPT pentru a-l deschide în SoftMax Pro.

- 19 Selectați **New Experiment** (Experiment nou) în fila Home (Pagină principală).
- 20 Selectați Read (Citire).
- 21 Exportați datele ca XML după cum urmează.
 - a Faceți clic dreapta pe **Plate** (Placă), apoi selectați **Rename** (Redenumire).
 - b Scanați codul de bare al plăcii Cuantificare, apoi faceti clic pe OK.
 - C În colțul din stânga sus al ecranului, faceți clic pe pictograma plăcii, apoi selectați
 Export din meniu.
 - d Bifați caseta de selectare Expt name (Nume export), setați opțiunea de dată a plăcii la raw (brută), setați formatul de iesire la XML, apoi faceti clic pe OK.
 - e Setați calea și numele fișierului de ieșire, apoi faceți clic pe **Save** (Salvare).
- 22 Pe ML STAR, introduceți ID-ul de fluorometru, introduceți comentariile pentru rulare și încărcați fișierul XML.
- 23 Examinați rezultatele analizei.
- 24 Introduceți comentarii despre godeurile afectate.
- 25 Evaluați rezultatele.
 - Dacă rezultatele corespund specificațiilor, treceți la Cumularea bibliotecilor. Pentru specificații, consultați tabelul de cuantificare a metricilor și limitelor de control al calității din Ghidul software pentru Soluția VeriSeq NIPT v2 (nr. document 100000067940).
 - Dacă rezultatele nu corespund specificațiilor, sistemul abandonează metoda. Repetați procedurile de cuantificare, începând cu Pregătirea bibliotecilor la pagina 2.

illumina

Listă de verificare pentru pregătirea probelor pentru Soluția DIAG VeriSeq NIPT v2

26 Efectuați unul dintre următorii pași:

- Pentru a continua cu Pool Libraries (Cumularea bibliotecilor), faceți clic pe Yes (Da).
- Pentru a vă opri, faceți clic pe **Exit** (leșire).

PUNCTUL DE OPRIRE ÎN SIGURANȚĂ

Dacă vă opriți, sigilați placa și depozitați-o la o temperatură între -25°C și -15°C timp de până la 7 zile.

Cumularea bibliotecilor

- Plasați placa Biblioteci pe ciclorul termic şi rulați programul de denaturare.
- 2 Centrifugați placa Biblioteci la 1000 × g timp de 20 de secunde.
- 3 Selectați concentrația de cumulare.
- ☐ 4 Încărcați o foaie de probe sau folosiți-o pe cea implicită.
- 5 Selectați Start.
- 6 Încărcați vârfurile.
- 7 Încărcați placa Bibliotecă denaturată.
- 8 Încărcați eprubetele de cumulare.
- 9 Turnați reactivii în băile de reactivi și încărcați.
- 10 Încărcați vârfurile.
- 11 Introduceți poziția primului și ultimului vârf pentru fiecare stativ de vârfuri.
- 🗌 12 Respectați etapele automatizate.
- 13 Introduceți comentarii despre godeurile afectate.
- 14 Când terminați, selectați **Unload** (Descărcare) pentru a descărca platforma.
- 🗌 15 Descărcați suportul pentru eprubete.
- 16 Puneți capacul fiecărei eprubete de cumulare, agitați, apoi centrifugați pentru scurt timp.
- □ 17 Faceți clic pe **OK**.
- 18 Secvențiați bibliotecile cât mai curând posibil după cumulare. Dacă este necesar, sigilați placa Biblioteci şi depozitați-o între -25°C şi -15°C timp de cel mult 7 zile prin depozitare cumulativă, pentru a permite o nouă cumulare.

PUNCTUL DE OPRIRE ÎN SIGURANȚĂ

Dacă vă opriți, puneți capacul eprubetelor de cumulare și depozitați-le la o temperatură între -25°C și -15°C timp de până la 7 zile.

Pregătirea bibliotecilor cumulate pentru secvențiere

- 1 Adăugați următoarele consumabile în cartușul cu reactivi, apoi pipetați pentru a amesteca.
 - Soluție tampon de hibridizare 900 μl
 - 450 µl Cumul A
- 2 Continuați cu secvențierea pe un sistem de secvențiere de nouă generație.
- □ 3 Dacă este necesar, repetați această procedură pentru Cumulul B.
 - Pentru a atinge intervalul de densitate țintă a grupului de celule, placa Bibliotecă se poate cumula din nou folosind o altă concentrație de cumulare pe Hamilton. Noua cumulare anulează validarea cumulării originale.
 - Alternativ, raportul cumulării la HT1 (450+900ul) se poate modifica pentru a se obține intervalul de densitate țintă a grupului de celule.