

Расшифровка условных обозначений

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Это общее объяснение, которое помогает понять условные обозначения на маркировке этого изделия.

	Содержит достаточное количество для <n> тестов
	Медицинское устройство для диагностики in vitro
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Номер по каталогу
	Серийный номер
	Для использования только по предписанию врача
	Уникальный идентификатор устройства
www.illumina.com/patents	Патенты
	Информация в паспорте безопасности
	Страна происхождения
	Внимание!
	Ограничение влажности
	Не использовать повторно
	Дата производства
	Ограничение температуры
	Номер детали
	Код серии
	Производитель
	Срок годности
	Беречь от воздействия солнечного света
	См. инструкцию по применению
100 ml EtOH Added	Установите флажок, чтобы подтвердить, что в бутылку добавлено 100 мл EtOH

CE
2797



Соответствие европейским нормам

Символ опасности для здоровья — пояснения к символам опасности и сопутствующее заявление об опасности приводятся в паспорте безопасности компонентов (Safety Data Sheet, SDS), который можно скачать по ссылке

<http://support.illumina.com/sds.html>

Символ пожароопасности — пояснения к символам опасности и сопутствующее заявление об опасности приводятся в паспорте безопасности компонентов (Safety Data Sheet, SDS), который можно скачать по ссылке

<http://support.illumina.com/sds.html>

Символ предупреждения об опасности — пояснения к символам опасности и сопутствующее заявление об опасности приводятся в паспорте безопасности компонентов (Safety Data Sheet, SDS), который можно скачать по ссылке

<http://support.illumina.com/sds.html>

Символ опасности окисления — пояснения к символам опасности и сопутствующее заявление об опасности приводятся в паспорте безопасности компонентов (Safety Data Sheet, SDS), который можно скачать по ссылке

<http://support.illumina.com/sds.html>

Символ опасности коррозии — пояснения к символам опасности и прилагаемому заявлению об опасности приводятся в паспорте безопасности компонентов (Safety Data Sheet, SDS), который можно скачать по ссылке

<http://support.illumina.com/sds.html>



Символ токсической опасности — пояснения к символам опасности и сопутствующее заявление об опасности приводятся в паспорте безопасности компонентов (Safety Data Sheet, SDS), который можно скачать по ссылке <http://support.illumina.com/sds.html>
Верх



Хрупкое, обращаться с осторожностью

Хранить в сухом месте

Не размораживать


Авторские права и товарные знаки

© Illumina, Inc., 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью компании Illumina, Inc. или их соответствующих владельцев. Информация о конкретных товарных знаках приведена на сайте www.illumina.com/company/legal.html.

Контактная информация



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California
92122 U.S.A. (США)
+1-800-809-ILMN (4566)
+1 858 202-45-66
(за пределами Северной Америки)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B. V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands
(Нидерланды)

Спонсор в Австралии
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australia (Австралия)