

## – szimbólumok magyarázata

## IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA

Ez a dokumentum egy általános jelmagyarázat, amely a terméken található címkék jelentésének megértésében nyújthat segítséget.

	In vitro diagnosztikai használatra
	Cikkszám – Az eszköz azonosítására szolgáló gyártói katalógusszám.
	Gyártási szám
	Tételkód – A tétel vagy a lot azonosítására szolgáló gyártói tételkód.
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Vényköteles – Az Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében a készülék csak licenccel rendelkező orvos számára vagy megrendelésére értékesíthető.
	Nagy teljesítmény
	Európai megfelelés
	Lásd a használati utasítást.
	Hőmérsékleti korlát – Az elfogadható szállítási és expozíciós hőmérsékleti határértékeket jelzi.
	Gyártó – Az EU irányelveknek megfelelően az orvosi készülék gyártóját jelzi.
	Felhasználhatósági dátum
	Napfénytől távol tartandó – Olyan gyógyászati eszközt jelez, amelyet fénytől vagy hőtől védett helyen kell tárolni.
	Egészségi veszély szimbólum – A veszélyjeleket és az azokhoz tartozó veszélyességi nyilatkozatok szövegét lásd a biztonsági adatlapon (SDS), amely letölthető a <a href="http://support.illumina.com/sds.html">http://support.illumina.com/sds.html</a> weboldalról.



Veszélyjelző szimbólum – A veszélyjeleket és az azokhoz tartozó veszélyességi nyilatkozatok szövegét lásd a biztonsági adatlapon (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> weboldalról.


## Szerzői jog és védjegyek

© 2020 Illumina, Inc. Minden jog fenntartva. Minden védjegy az Illumina, Inc., illetve az adott tulajdonosok tulajdonát képezi. A védjegyekkel kapcsolatos információkat lásd a [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html) oldalon.

## Elérhetőségek



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, California 92122 U.S.A.  
+1.800.809.ILMN (4566)  
+1.858.202.4566 (Észak-Amerikán kívül)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.  
Steenoven 19  
5626 DK Eindhoven  
The Netherlands

## Ausztrál szponzor

Illumina Australia Pty Ltd  
Nursing Association Building  
Level 3, 535 Elizabeth Street  
Melbourne, VIC 3000  
Ausztrália