

## Legenda symboli

## DO STOSOWANIA W DIAGNOSTYCE IN VITRO

Ten dokument stanowi ogólną legendę zawierającą opisy symboli, które mogą być umieszczone na etykiecie produktu.

IVD

Do celów diagnostyki *in vitro*

REF

Numer katalogowy – wskazuje numer katalogowy nadany przez wytwórcę, umożliwiający identyfikację urządzenia

SN

Numer seryjny

LOT

Kod partii – wskazuje kod partii nadany przez wytwórcę, umożliwiający identyfikację partii lub serii produkcyjnej

EC REP

Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej

Rx Only

Wyłącznie z przepisu lekarza – prawo federalne USA dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez specjalistę posiadającego licencję lub na jego zlecenie.

HIGH

Duża wydajność

CE

Oznaczenie CE zgodności z normami Unii Europejskiej



Zajrzyj do instrukcji używania



Dopuszczalna temperatura – wskazuje dopuszczalne wartości graniczne temperatury w warunkach transportu i ekspozycji



Wytwórca – wskazuje wytwórcę wyrobu medycznego zgodnie z definicją przyjętą w dyrektywach UE



Użyć do daty



Przechowywać z dala od światła słonecznego – wskazuje, że wyrób medyczny należy chronić przed światłem i wysokimi temperaturami

Symbol zagrożenia dla zdrowia – opis symboli zagrożenia oraz odpowiadające im frazy można znaleźć w karcie charakterystyki danej substancji niebezpiecznej, którą można pobrać ze strony <http://support.illumina.com/sds.html>Symbol zagrożenia (ostrzeżenie) – opis symboli zagrożenia oraz odpowiadające im frazy można znaleźć w karcie charakterystyki danej substancji niebezpiecznej, którą można pobrać ze strony <http://support.illumina.com/sds.html>

## Prawa autorskie i znaki towarowe

© 2021 Illumina, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe są własnością firmy Illumina, Inc. lub ich odpowiednich właścicieli. Szczegółowe informacje na temat znaków towarowych można znaleźć na stronie [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

## Informacje kontaktowe



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, California 92122, USA  
+1 800 809 ILMN (4566)  
+1 858 202 4566 (poza Ameryką Północną)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com

CE

IVD

EC REP

Illumina Netherlands B.V.  
Steenoven 19  
5626 DK Eindhoven  
The Netherlands

## Sponsor australijski

Illumina Australia Pty Ltd  
Nursing Association Building  
Level 3, 535 Elizabeth Street  
Melbourne, VIC 3000 Australia