

Dichiarazione su privacy e sicurezza del servizio proattivo di Illumina

Servizio sulle prestazioni
dello strumento, gestito
in remoto, che soddisfa le
migliori pratiche del settore
ed è conforme ai requisiti
di privacy e sicurezza

illumina[®]

Certificazione e attestazioni per il cloud

Il servizio proattivo di Illumina si integra con l'esistente infrastruttura sul cloud di Illumina fornita da Amazon Web Services (AWS). L'accesso sicuro ai dati è gestito da BaseSpace™ Sequence Hub di Illumina, la cui serie di applicazioni sul cloud ha ottenuto la certificazione annuale mediante audit ISO 27001:2013 e l'attestazione Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (AT101). Il servizio proattivo di Illumina non richiede un account BaseSpace Sequence Hub.

Tutela della privacy

- Il servizio proattivo di Illumina non accede o trasferisce alcuna informazione personale identificabile del cliente o informazioni sensibili dei pazienti contenute negli strumenti di Illumina.
- Il servizio proattivo di Illumina utilizza un singolo schermo di comando su tutti gli strumenti di Illumina per fornire controlli coerenti e consentire all'utente di:
 - Attivare o disattivare in qualsiasi momento il servizio proattivo di Illumina;
 - Inviare i dati delle prestazioni dello strumento solo quando il servizio è stato attivato sugli strumenti e trasferire i dati dello strumento in file delimitati da virgola alla banca dati AWS protetta di Illumina.
- Il servizio proattivo di Illumina è stato progettato e testato per assicurare che il sistema non acceda a o archivi informazioni sensibili dei pazienti, dati genomici o identificatori dei campioni.

illumina®

Numero verde 1.800.809.4566 (U.S.A.) | Tel. +1.858.202.4566
techsupport@illumina.com | www.illumina.com

© 2022 Illumina, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà di Illumina, Inc. o dei rispettivi proprietari. Per informazioni specifiche sui marchi di fabbrica, visitate la pagina Web www.illumina.com/company/legal.html.
M-GL-01093 ITA v1.0

Tutela della sicurezza

- Tutti i dati "memorizzati" vengono crittografati con Advanced Encryption System (AES)-256 e i dati "in transito" con Transport Layer Security (TLS 1.2).
- I processi di backup vengono testati annualmente e convalidati da audit di terze parti.
- Il test completo di regressione del software viene eseguito dopo l'aggiunta di ogni nuova funzionalità per assicurare che l'applicazione venga eseguita come previsto.
- Ulteriori tutele della sicurezza includono, ma non sono limitate a:
 - Test di vulnerabilità/penetrazione
 - Rilevamento di intrusioni
 - Gestione dell'accesso in base a privilegi
 - Antivirus
 - Intervento di sicurezza



Per maggiori informazioni, consultate la nota tecnica [Data security with Illumina Proactive](#) (Sicurezza dei dati con il servizio proattivo di Illumina).

HIPAA

Illumina è conforme con i requisiti delle regole HIPAA implementando procedure e politiche necessarie a soddisfare le norme per privacy, sicurezza e comunicazione delle violazioni dei dati.

Politica globale Illumina sulla privacy

Illumina è impegnata nella gestione responsabile e nell'uso etico delle informazioni personali in linea con le leggi globali applicabili sulla privacy.

Per maggiori informazioni sulla nostra politica globale sulla privacy, consultate la pagina Web www.illumina.com/company/legal/privacy.html.