

Illumina Proactive gizlilik ve güvenlik beyanı

Sektörün en iyi uygulamalarına ve gizlilik ve güvenlik gerekliliklerine uygun, uzaktan cihaz performansı hizmeti

illumina[®]

Bulut sertifikası ve tasdikler

ILLUMINA Proactive, Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan mevcut ILLUMINA bulut altyapısı ile entegredir. Verilere güvenli erişim, bulut uygulamaları paketi için yıllık ISO 27001:2013 denetim sertifikası ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) tasdiki (AT101) verilen ILLUMINA BaseSpace™ Sequence Hub kullanılarak yönetilir. ILLUMINA Proactive çözümünden faydalanmak için BaseSpace Sequence Hub hesabınızın olması gerekmez.

Gizlilik önlemleri

- ILLUMINA Proactive, ILLUMINA cihazlarında bulunan, herhangi bir müşteriye ait kimliği açığa çıkarabilen bilgiye ya da hassas hasta bilgisine erişmez ya da bu bilgileri aktarmaz
- ILLUMINA Proactive tüm ILLUMINA cihazlarında tek bir komut ekranı aracılığıyla kullanıcılara aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli olanaklar sağlayan tutarlı denetimler sunar:
 - ILLUMINA Proactive'yi herhangi bir zamanda etkinleştirme veya devre dışı bırakma olanağı
 - Cihaz performans verilerini yalnızca cihazlar etkinleştirildiğinde gönderme ve cihaz verilerini virgülle ayrılmış dosyalarda ILLUMINA'nın güvenli AWS veri deposuna aktarma olanağı
- ILLUMINA Proactive; sistemin hassas hasta bilgilerine, genom verilerine ya da numune kimliklerine erişmemesini ya da bu verileri saklamamasını sağlayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir

illumina®

1 800 809 4566 ücretsiz (ABD) | +1 858 202 4566 tel
techsupport@illumina.com | www.illumina.com

© 2022 ILLUMINA, Inc. Tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar ILLUMINA, Inc. veya ilgili sahiplerinin malıdır. Özel ticari marka bilgileri için bkz. www.illumina.com/company/legal.html.
M-GL-01093 TUR v1.0

Güvenlik önlemleri

- Tüm veriler, Gelişmiş Şifreleme Sistemi (AES)-256 ile "durağan" olarak ve Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS 1,2) ile "geçiş sırasında" şifrelenir
- Yedekleme işlemleri yıllık olarak test edilir ve üçüncü taraf denetimiyle doğrulanır
- Uygulamanın amaçlanan şekilde performans gösterdiğinden emin olmak için yeni özellikler eklendikten sonra tam yazılım regresyon testi gerçekleştirilir
- İlave güvenlik önlemleri aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:
 - Sistem açılış/giriş testi
 - Saldırı tespiti
 - Ayrıcalıklı erişim yönetimi
 - Anti-virüs
 - Güvenlik yaması



Daha fazla bilgi için [ILLUMINA Proactive ile veri güvenliği](#) teknik notuna bakın

HIPAA

ILLUMINA; Gizlilik, Güvenlik ve İhlal Bildirimi Kurallarını karşılamak için gerekli prosedürleri ve politikaları uygulayarak HIPAA Kuralları gerekliliklerini karşılamaktadır.

ILLUMINA global gizlilik politikası

ILLUMINA, geçerli global gizlilik kanunları uyarınca kişisel bilgilerin sorumlu yönetimini ve etik kullanımını sağlama taahhüdü sunmaktadır.

www.illumina.com/company/legal/privacy.html adresindeki Global Gizlilik Politikamızı inceleyerek daha fazla bilgi edinin